ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Апарат RF ліфтингу та корекції фігури

Body Lifting 6 в 1

RF ліфтинг · Кавітація 40К · Фотонотерапія · Вакуум



Призначення:

Body Lifting 6 в 1 — професійне косметологічне обладнання для комплексного омолодження шкіри обличчя і корекції фігури. Поєднує шість технологій в одному корпусі для салонів краси, SPA-центрів та косметологічних кабінетів.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л

+380 68 960 02 33 · spine-academy.com

Зміст

1. Загальні відомості про виріб
2. Призначення та сфера застосування
3. Принцип дії
4. Технічні характеристики
5. Комплект поставки
6. Робочі елементи та маніпули
7. Показання до застосування
8. Протипоказання
9. Підготовка до роботи
10. Експлуатація
11. Технічне обслуговування
12. Транспортування та зберігання
13. Гарантійні зобов’язання
14. Відомості про виробника та постачальника
15. Свідоцтво про приймання

1. Загальні відомості про виріб

Цей технічний паспорт є документом, який засвідчує основні параметри, технічні характеристики, комплектність та умови експлуатації виробу. Документ повинен зберігатися протягом усього строку експлуатації апарату.

Найменування виробу	Апарат RF ліфтингу Body Lifting 6 в 1
Тип обладнання	Професійний косметологічний апарат для ліфтингу та корекції фігури
Технології	RF ліфтинг 3D SMART, кавітація, фотонотерапія, вакуум
Кількість маніпул	6 шт.
Призначення	Омолодження шкіри обличчя, RF-ліфтинг, корекція фігури, антицелюлітні програми
Країна виробництва	Китай
Живлення	220 В
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата продажу	_____

2. Призначення та сфера застосування

Апарат РФ ліфтингу Body Lifting 6 в 1 — професійне косметологічне обладнання для комплексного омолодження шкіри обличчя і корекції фігури. Поєднує шість технологій в одному корпусі: кавітацію 40К, радіочастотний ліфтинг 3D SMART RF у трьох режимах полярності, біполярний RF та фотонотерапію.

У комплекті 6 маніпул для роботи з будь-якою зоною — від корекції фігури на тілі до делікатного ліфтингу обличчя і зони очей. Біполярна маніпула забезпечує точковий вплив на дрібні зони та зморшки.

Апарат підходить для косметологічних салонів, SPA-центрів та косметологічних кабінетів. Результат після курсу: підтягування овалу обличчя, зменшення зморшок, корекція целюліту і моделювання силуету.

Сфера застосування:

- Косметологічні салони
- SPA-центри
- Кабінети апаратної косметології
- Програми RF-ліфтингу обличчя та тіла
- Антицелюлітні програми
- Корекція фігури та моделювання силуету

Переваги апарату

Комбінація 3D SMART RF, кавітації, вакууму, біполярного RF та фотонотерапії дозволяє проводити комплексні процедури для тіла, обличчя, шиї та делікатних зон.

3. Принцип дії

Технологія 3D SMART RF прогріває дерму на різну глибину залежно від режиму: 6-полярний з вакуумом використовується для великих зон тіла, 8-полярний — для глибокого ліфтингу та підтягування, 4-полярний — для точкової роботи з обличчям. Фотонотерапія посилює синтез колагену і покращує тон шкіри.

Кавітація 40К впливає на локальні жирові відкладення ультразвуковими хвилями без операційного втручання. Вакуумний компонент покращує локальний лімфодренаж і мікроциркуляцію, а біполярні маніпули дозволяють делікатно працювати з дрібними зонами та зморшками.

Основні ефекти впливу:

- Радіочастотний прогрів дерми
- Стимуляція синтезу колагену
- Підтягування шкіри обличчя та тіла
- Підтримка корекції целюліту
- Вакуумний лімфодренажний вплив
- Локальна дія кавітації на жирові відкладення
- Фотонотерапія для покращення тону шкіри

4. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Технології	RF ліфтинг 3D SMART, кавітація, фотонотерапія, вакуум
Кількість маніпул	6 шт.
Маніпула кавітації	40K
Маніпула RF 6-полярна	3D SMART RF + вакуум + фотон (тіло)
Маніпула RF 8-полярна	3D SMART RF + фотон (тіло)
Маніпула RF 4-полярна	3D SMART RF + фотон (обличчя)
Маніпула біполярна Bio Head	Точковий RF (обличчя / шия)
Маніпула біполярна RF Head	Делікатні зони
Живлення	220 В
Розміри упаковки	38 × 45 × 35 см
Вага	16,32 кг
Країна виробництва	Китай

Примітка щодо параметрів

Усі технічні параметри наведені згідно з даними постачальника. Виробник може вносити неістотні зміни до конструкції, комплектації та зовнішнього вигляду без попередження.

5. Комплект поставки

№	Найменування	Кількість
1	Основний блок апарату Body Lifting 6 в 1	1 шт
2	Кабель живлення (220 В)	1 шт
3	Маніпула №1 — кавітаційна 40К	1 шт
4	Маніпула №2 — 6-полярна 3D SMART RF + вакуум + фотон (тіло)	1 шт
5	Маніпула №3 — 8-полярна 3D SMART RF + фотон (тіло)	1 шт
6	Маніпула №4 — 4-полярна 3D SMART RF + фотон (обличчя)	1 шт
7	Маніпула №5 — біполярна Bio Head (обличчя / шия)	1 шт
8	Маніпула №6 — біполярна RF Head	1 шт

6. Робочі елементи та маніпули

Апарат комплектується шістьма маніпулами для роботи з різними зонами та косметологічними задачами. Маніпули дозволяють комбінувати RF-ліфтинг, кавітацію, вакуумний вплив і фотонотерапію в межах індивідуального протоколу.

Маніпула	Характеристика	Призначення
№1 — кавітаційна 40K	Ультразвукова кавітація	Ультразвукове руйнування жирових клітин, безопераційна ліпосакція
№2 — 6-полярна 3D SMART RF + вакуум + фотон	Для тіла	Глибокий RF-ліфтинг великих зон з вакуумним захопленням тканин
№3 — 8-полярна 3D SMART RF + фотон	Для тіла	Потужний радіочастотний ліфтинг і підтягування шкіри тіла
№4 — 4-полярна 3D SMART RF + фотон	Для обличчя	Точковий RF-ліфтинг обличчя, стимуляція колагену
№5 — біполярна Bio Head	Обличчя / шия	Делікатний точковий вплив на дрібні зони та зморшки
№6 — біполярна RF Head	Делікатні зони	Періорбітальна ділянка, губи та інші чутливі зони

Примітка

Вибір маніпули, інтенсивності та тривалості процедури здійснюється кваліфікованим спеціалістом залежно від зони обробки, стану шкіри та поставленого естетичного завдання.

7. Показання до застосування

Body Lifting 6 в 1 застосовується в апаратній косметології для RF-ліфтингу, корекції фігури, підтримки тонусу шкіри, роботи з целюлітом та віковими змінами.

Показання до застосування:

- Зниження тонусу і пружності шкіри обличчя та тіла
- Птоз м’яких тканин, провисання овалу обличчя
- Зморшки та вікові зміни шкіри
- Целюліт I–IV ступеня
- Локальні жирові відкладення (живіт, стегна, боки)
- Набряки та порушення лімфовідтоку
- Нерівний тон шкіри, тьмяність
- Корекція фігури після вагітності або схуднення
- Профілактика вікових змін шкіри

8. Протипоказання

Важливо

Перед початком процедур необхідна консультація спеціаліста. Апаратні процедури не проводяться при наявності протипоказань або сумнівних клінічних станів.

№	Стан / обмеження
1	Онкологічні захворювання
2	Вагітність і період грудного вигодовування
3	Металеві імплантати та кардіостимулятор
4	Гострі запальні та інфекційні захворювання шкіри
5	Тромбофлебіт і варикозне розширення вен у зоні обробки
6	Порушення згортання крові
7	Епілепсія
8	Захворювання щитоподібної залози

9. Підготовка до роботи

9.1. Розпакування апарату

1. Перевірити цілісність упаковки та відсутність механічних пошкоджень.
2. Обережно витягнути апарат та комплектуючі з пакувальної тари.
3. Провести зовнішній огляд корпусу, кабелів і маніпул.
4. Звірити фактичний комплект з переліком у розділі 5.
5. У разі пошкодження або некомплектності звернутися до постачальника.

9.2. Підключення та перша перевірка

1. Встановити апарат на рівну суху поверхню.
2. Переконатися, що параметри електромережі відповідають 220 В.
3. Підключити апарат до мережі та приєднати необхідну маніпулу.
4. Увімкнути апарат і дочекатися запуску інтерфейсу.
5. Виконати тестову перевірку роботи маніпули на мінімальних параметрах.

9.3. Підготовка клієнта

1. Пояснити суть процедури та очікувані відчуття.
2. Уточнити наявність протипоказань.
3. Оцінити стан шкіри та тканин у зоні впливу.
4. Розмістити клієнта у зручному положенні та забезпечити доступ до потрібної зони.
5. Вибрати відповідну маніпулу та робочі параметри.

10. Експлуатація

10.1. Послідовність процедури

1. Увімкнути апарат та обрати потрібний режим роботи.
2. Підключити відповідну маніпулу для обраної зони та процедури.
3. Встановити параметри інтенсивності відповідно до протоколу.
4. Починати роботу з мінімального рівня та поступово підвищувати інтенсивність.
5. Проводити процедуру плавними послідовними рухами, контролюючи реакцію шкіри та відчуття клієнта.
6. Після завершення процедури вимкнути апарат, очистити маніпулу та підготувати обладнання до наступного використання.

10.2. Орієнтовні напрями використання

Тип процедури	Маніпула	Зона	Особливості
Кавітація	Кавітаційна 40K	Живіт, стегна, боки	Робота з локальними жировими відкладеннями
RF-ліфтинг тіла	6-полярна / 8-полярна	Тіло	Глибокий прогрів та підтягування шкіри
RF-ліфтинг обличчя	4-полярна	Обличчя, шия	Стимуляція колагену та покращення тонусу
Делікатні зони	Bio Head / RF Head	Періорбітальна зона, губи	Точковий делікатний вплив
Комплексна корекція	Комбінація маніпул	За показаннями	Формування індивідуального протоколу

Курс процедур

Кількість процедур, тривалість сеансу та інтенсивність впливу визначаються спеціалістом індивідуально залежно від зони обробки, стану тканин та цілей програми.

11. Технічне обслуговування

11.1. Щоденне обслуговування

- Очищення корпусу апарату сухою або злегка вологою серветкою.
- Очищення та дезинфекція маніпул після кожної процедури.
- Контроль цілісності кабелів та роз’ємів.
- Перевірка справності маніпул перед початком роботи.

11.2. Періодичне обслуговування

Періодичність	Дії
1 раз на тиждень	Огляд корпусу, кабелів, маніпул і контактних елементів; очищення важкодоступних ділянок.
1 раз на місяць	Перевірка стабільності роботи апарату і маніпул.
1 раз на 6 місяців	Профілактичний огляд у сервісному центрі або за погодженням з постачальником.
1 раз на рік	Повне технічне обслуговування та перевірка робочих параметрів.

11.3. Заборонено

- Розбирати апарат самостійно.
- Використовувати апарат при пошкодженні корпусу, кабелів або маніпул.
- Занурювати маніпули або корпус у воду.
- Застосовувати агресивні хімічні засоби для очищення.
- Проводити процедури без урахування протипоказань.

12. Транспортування та зберігання

Умови транспортування

- Транспортування здійснюється у заводській упаковці виробника.
- Допустимі види транспорту: автомобільний, залізничний, авіаційний та морський.
- Апарат слід захищати від ударів, падіння, атмосферних опадів та прямих сонячних променів.
- Перед відправленням кожен апарат проходить перевірку працездатності та комплектації.

Умови зберігання

- Зберігати у сухому, чистому та провітрюваному приміщенні.
- Не допускати надмірної вологості та дії агресивних речовин.
- Маніпули зберігати в чистому та сухому стані.
- Зберігати у місцях, недоступних для дітей.

Варіанти поставки

- В наявності у Львові — швидка відправка протягом 1–2 днів.
- Авіа доставка — орієнтовний термін 3–4 тижні.
- Морська доставка — орієнтовний термін 70–80 днів.
- Самовивіз у м. Львів за попереднім погодженням.

Важливо

Терміни доставки можуть змінюватися залежно від наявності обладнання, способу поставки та роботи логістичних служб.

13. Гарантійні зобов’язання

Постачальник гарантує відповідність апарату вимогам технічної документації за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання, викладених у цьому паспорті.

Параметр	Значення
Гарантійний термін на апарат	12 місяців з дати продажу
Початок гарантійного терміну	Дата продажу, зафіксована у гарантійному талоні або видаткових документах
Спосіб проведення гарантійного ремонту	У сервісному центрі постачальника
Післяпродажне обслуговування	Онлайн технічна підтримка

Гарантія НЕ поширюється на наступні випадки:

- Механічні пошкодження корпусу, маніпул або кабелів.
- Пошкодження через неправильне транспортування, зберігання або експлуатацію.
- Потрапляння рідини всередину апарату.
- Самостійний ремонт або втручання третіх осіб без погодження з постачальником.
- Пошкодження, спричинені нестабільним електроживленням.

Як отримати гарантійне обслуговування

1. Зберігайте гарантійні документи та підтвердження покупки.
2. У разі виявлення несправності зверніться за телефоном +380 68 960 02 33.
3. Опишіть проблему та надайте серійний номер апарату і дату продажу.
4. Доставка апарату до сервісного центру здійснюється за погодженням з постачальником.

14. Відомості про виробника та постачальника

Виробник

Параметр	Значення
Модель	Body Lifting 6 в 1
Країна виробництва	Китай
Тип обладнання	Професійний косметологічний апарат RF-ліфтингу та корекції фігури
Живлення	220 В

Офіційний постачальник в Україні

Параметр	Значення
Найменування	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Контактний телефон	+380 68 960 02 33
Веб-сайт	spine-academy.com
Графік роботи	Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сервісна підтримка	Онлайн технічна підтримка

15. Свідоцтво про приймання

Цим засвідчується, що апарат RF ліфтингу Body Lifting 6 в 1 пройшов передпродажну перевірку, відповідає технічним характеристикам, наведеним у розділі 4 цього паспорта, і визнаний придатним до експлуатації.

Серійний номер апарату	_____
Дата виготовлення	_____
Дата проведення перевірки	_____
Підпис відповідальної особи	_____
Печатка постачальника	_____

Відомості про продаж

Дата продажу	_____
Номер договору / накладної	_____
Найменування продавця	Школа реабілітації «Експерт»
Прізвище менеджера	_____
Підпис продавця	_____
Підпис покупця (підтверджую отримання, ознайомлення з паспортом)	_____

© Школа реабілітації «Експерт». Усі права захищені.

Технічний паспорт є невід'ємною частиною виробу. Зберігайте до завершення терміну експлуатації.