ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Апарат кавітації та RF-ліфтингу

Body Slim Pro 5 in 1

Кавітація · RF-ліфтинг · Вакуумний масаж · ІЧ-випромінювання



Призначення:

Body Slim Pro 5 in 1 — професійне косметологічне обладнання для комплексної корекції фігури та підтягування шкіри. Поєднує 5 технологій в одному корпусі для салонів краси, SPA-центрів та косметологічних кабінетів.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л

+380 68 960 02 33 · spine-academy.com

Зміст

1. Загальні відомості про виріб
2. Призначення та сфера застосування
3. Принцип дії
4. Технічні характеристики
5. Комплект поставки
6. Робочі елементи та маніпули
7. Показання до застосування
8. Протипоказання
9. Підготовка до роботи
10. Експлуатація
11. Технічне обслуговування
12. Транспортування та зберігання
13. Гарантійні зобов’язання
14. Відомості про виробника та постачальника
15. Свідоцтво про приймання

1. Загальні відомості про виріб

Цей технічний паспорт є документом, який засвідчує основні параметри, технічні характеристики, комплектність та умови експлуатації виробу. Документ повинен зберігатися протягом усього строку експлуатації апарату.

Найменування виробу	Апарат кавітації, RF-ліфтингу та вакуумного масажу
Модель / артикул	Body Slim Pro 5 in 1 / BSP-5in1
Тип обладнання	Професійний косметологічний апарат для корекції фігури
Технології	Кавітація, RF-ліфтинг, вакуумний масаж, ІЧ-випромінювання
Призначення	Косметологія, корекція фігури, антицелюлітні та ліфтингові програми
Сертифікація	CE
Країна виробництва	Китай
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата продажу	_____

2. Призначення та сфера застосування

Апарат кавітації Body Slim Pro 5 in 1 — професійне косметологічне обладнання для комплексної корекції фігури та підтягування шкіри. Поєднує п’ять технологій в одному корпусі: ультразвукову кавітацію 40 кГц, RF-ліфтинг з трьома режимами полярності, вакуумний масаж та інфрачервоне випромінювання.

В комплекті 5 маніпул під різні зони і завдання — від великих м’язових груп до делікатних зон обличчя. Апарат підходить для салонів краси, SPA-центрів та косметологічних кабінетів. Результат після курсу процедур: зменшення об’ємів, корекція целюліту, підтягування і зміцнення шкіри.

Сфера застосування:

- Салони краси
- Косметологічні кабінети
- SPA-центри
- Антицелюлітні програми
- Програми корекції фігури
- Ліфтингові та доглядові процедури для обличчя і тіла

Переваги апарату

Комбінація кавітації, RF-ліфтингу, вакуумного масажу та ІЧ-випромінювання дозволяє проводити комплексні процедури в межах одного сеансу та працювати з різними косметологічними задачами.

3. Принцип дії

Кавітація 40 кГц руйнує жирові клітини ультразвуковими хвилями — без операцій і тривалої реабілітації. RF-ліфтинг у режимах 3, 4 і 6-полярний дозволяє прицільно працювати з різними зонами: обличчям, тілом і глибокими шарами дерми. Вакуумний масаж активує лімфодренаж і підсилює дію кавітації.

Інфрачервоне випромінювання посилює локальний прогрів, покращує мікроциркуляцію і підвищує ефективність апаратних програм. Комбінація технологій дає можливість працювати з целюлітом, локальними жировими відкладеннями, зниженням тонусу шкіри та набряковістю.

Основні ефекти впливу:

- Ультразвукова дія на жирову тканину
- Стимуляція синтезу колагену при RF-ліфтингу
- Підтримка лімфодренажу та мікроциркуляції
- Зменшення вираженості целюліту
- Покращення тонусу та пружності шкіри
- Локальне інфрачервоне прогрівання тканин

4. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Артикул	BSP-5in1
Технології	Кавітація, RF-ліфтинг, вакуумний масаж, ІЧ-випромінювання
Кількість маніпул	5 шт.
Частота кавітації	40 кГц
Режими RF	3-полярний, 4-полярний, 6-полярний
Вакуумний тиск	0–80 кПа
Живлення	110/220 В, 50–60 Гц
Сертифікація	CE
Країна виробництва	Китай

Примітка щодо параметрів

Усі технічні параметри наведені згідно з даними постачальника. Виробник може вносити неістотні зміни до конструкції, комплектації та зовнішнього вигляду без попередження.

5. Комплект поставки

№	Найменування	Кількість
1	Основний блок апарату Body Slim Pro 5 in 1	1 шт
2	Штекер EU (220 В)	1 шт
3	Маніпула №1 — кавітаційна 40 кГц	1 шт
4	Маніпула №2 — RF 6-полярний (тіло)	1 шт
5	Маніпула №3 — RF 4-полярний (тіло)	1 шт
6	Маніпула №4 — RF 3-полярний (обличчя)	1 шт
7	Маніпула №5 — вакуумна	1 шт

6. Робочі елементи та маніпули

Апарат оснащений 5 маніпулами для роботи з різними зонами та завданнями. Кожна маніпула має окреме функціональне призначення, що дозволяє формувати індивідуальні протоколи процедур.

Маніпула	Характеристика	Призначення
Кавітаційна 40 кГц	Ультразвукові хвилі	Безопераційний вплив на локальні жирові відкладення
RF 6-полярний	Для тіла	Глибокий прогрів дерми, підтягування і зміцнення шкіри великих зон
RF 4-полярний	Для тіла	Радіочастотний ліфтинг середніх зон, стимуляція колагену
RF 3-полярний	Для обличчя	Точковий RF-ліфтинг для обличчя та шиї
Вакуумна	Вакуумний масаж	Лімфодренажний масаж, активація мікроциркуляції, посилення дії кавітації

Примітка

Вибір маніпули, інтенсивності та тривалості процедури здійснюється кваліфікованим спеціалістом залежно від зони обробки та поставленого естетичного завдання.

7. Показання до застосування

Body Slim Pro 5 in 1 застосовується в косметології та апаратній корекції фігури для проведення комплексних процедур з кавітації, RF-ліфтингу, вакуумного масажу та підтримки лімфодренажу.

Показання до застосування:

- Целюліт I–IV ступеня
- Локальні жирові відкладення (живіт, стегна, сідниці, руки)
- В’яла шкіра, зниження тонусу і пружності
- Набряки та порушення лімфовідтоку
- Корекція фігури після вагітності або схуднення
- Птоз м’яких тканин обличчя
- Набряки та втома в периорбітальній зоні
- Профілактика і лікування розтяжок

8. Протипоказання

Важливо

Перед початком процедур необхідна консультація спеціаліста. Апаратні процедури не проводяться при наявності протипоказань або сумнівних клінічних станів.

№	Стан / обмеження
1	Онкологічні захворювання
2	Вагітність і період грудного вигодовування
3	Гострі запальні процеси і інфекційні захворювання шкіри
4	Тромбофлебіт і варикозне розширення вен у зоні обробки
5	Металеві імплантати та кардіостимулятор
6	Порушення згортання крові
7	Епілепсія

9. Підготовка до роботи

9.1. Розпакування апарату

1. Перевірити цілісність упаковки та відсутність механічних пошкоджень.
2. Обережно витягнути апарат та комплектуючі з пакувальної тари.
3. Провести зовнішній огляд корпусу, кабелів та маніпул.
4. Звірити фактичний комплект з переліком у розділі 5.
5. У разі пошкодження або некомплектності звернутися до постачальника.

9.2. Підключення та перша перевірка

1. Встановити апарат на рівну суху поверхню.
2. Переконатися, що параметри електромережі відповідають 110/220 В, 50–60 Гц.
3. Підключити апарат до мережі та приєднати необхідну маніпулу.
4. Увімкнути апарат і дочекатися запуску інтерфейсу.
5. Виконати тестову перевірку роботи маніпули на мінімальних параметрах.

9.3. Підготовка клієнта

1. Пояснити суть процедури та очікувані відчуття.
2. Уточнити наявність протипоказань.
3. Оцінити стан шкіри та тканин у зоні впливу.
4. Розмістити клієнта у зручному положенні та забезпечити доступ до потрібної зони.
5. Вибрати відповідну маніпулу та робочі параметри.

10. Експлуатація

10.1. Послідовність процедури

1. Увімкнути апарат та обрати потрібний режим роботи.
2. Підключити відповідну маніпулу для обраної зони та процедури.
3. Встановити параметри інтенсивності відповідно до протоколу.
4. Починати роботу з мінімального рівня та поступово підвищувати інтенсивність.
5. Проводити процедуру плавними послідовними рухами, контролюючи реакцію шкіри та відчуття клієнта.
6. Після завершення процедури вимкнути апарат, очистити маніпулу та підготувати обладнання до наступного використання.

10.2. Орієнтовні напрями використання

Тип процедури	Маніпула	Зона	Особливості
Кавітація	Кавітаційна 40 кГц	Живіт, стегна, сідниці, руки	Робота з локальними жировими відкладеннями
Ліфтинг тіла	RF 6-полярний / RF 4-полярний	Тіло	Підтягування та стимуляція колагену
Ліфтинг обличчя	RF 3-полярний	Обличчя, шия	Делікатна робота з м’якими тканинами
Лімфодренаж	Вакуумна	Тіло	Підсилення мікроциркуляції та відтоку рідини
Комплексна корекція	Комбінація маніпул	За показаннями	Формування індивідуального протоколу

Курс процедур

Кількість процедур, тривалість сеансу та інтенсивність впливу визначаються спеціалістом індивідуально залежно від зони обробки, стану тканин та цілей програми.

11. Технічне обслуговування

11.1. Щоденне обслуговування

- Очищення корпусу апарату сухою або злегка вологою серветкою.
- Очищення та дезинфекція маніпул після кожної процедури.
- Контроль цілісності кабелів та роз’ємів.
- Перевірка справності маніпул перед початком роботи.

11.2. Періодичне обслуговування

Періодичність	Дії
1 раз на тиждень	Огляд корпусу, кабелів, маніпул і контактних елементів; очищення важкодоступних ділянок.
1 раз на місяць	Перевірка стабільності роботи апарату і маніпул.
1 раз на 6 місяців	Профілактичний огляд у сервісному центрі або за погодженням з постачальником.
1 раз на рік	Повне технічне обслуговування та перевірка робочих параметрів.

11.3. Заборонено

- Розбирати апарат самостійно.
- Використовувати апарат при пошкодженні корпусу, кабелів або маніпул.
- Занурювати маніпули або корпус у воду.
- Застосовувати агресивні хімічні засоби для очищення.
- Проводити процедури без урахування протипоказань.

12. Транспортування та зберігання

Умови транспортування

- Транспортування здійснюється у заводській упаковці виробника.
- Допустимі види транспорту: автомобільний, залізничний, авіаційний та морський.
- Апарат слід захищати від ударів, падіння, атмосферних опадів та прямих сонячних променів.
- Перед відправленням кожен апарат проходить перевірку працездатності та комплектації.

Умови зберігання

- Зберігати у сухому, чистому та провітрюваному приміщенні.
- Не допускати надмірної вологості та дії агресивних речовин.
- Маніпули зберігати в чистому та сухому стані.
- Зберігати у місцях, недоступних для дітей.

Варіанти поставки

- В наявності у Львові — швидка відправка протягом 1–2 днів.
- Авіа доставка — орієнтовний термін 3–4 тижні.
- Морська доставка — орієнтовний термін 70–80 днів.
- Самовивіз у м. Львів за попереднім погодженням.

Важливо

Терміни доставки можуть змінюватися залежно від наявності обладнання, способу поставки та роботи логістичних служб.

13. Гарантійні зобов’язання

Постачальник гарантує відповідність апарату вимогам технічної документації за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання, викладених у цьому паспорті.

Параметр	Значення
Гарантійний термін на апарат	12 місяців з дати продажу
Початок гарантійного терміну	Дата продажу, зафіксована у гарантійному талоні або видаткових документах
Спосіб проведення гарантійного ремонту	У сервісному центрі постачальника
Післяпродажне обслуговування	Онлайн технічна підтримка

Гарантія НЕ поширюється на наступні випадки:

- Механічні пошкодження корпусу, маніпул або кабелів.
- Пошкодження через неправильне транспортування, зберігання або експлуатацію.
- Потрапляння рідини всередину апарату.
- Самостійний ремонт або втручання третіх осіб без погодження з постачальником.
- Пошкодження, спричинені нестабільним електроживленням.

Як отримати гарантійне обслуговування

1. Зберігайте гарантійні документи та підтвердження покупки.
2. У разі виявлення несправності зверніться за телефоном +380 68 960 02 33.
3. Опишіть проблему та надайте серійний номер апарату і дату продажу.
4. Доставка апарату до сервісного центру здійснюється за погодженням з постачальником.

14. Відомості про виробника та постачальника

Виробник

Параметр	Значення
Модель / артикул	Body Slim Pro 5 in 1 / BSP-5in1
Країна виробництва	Китай
Тип обладнання	Професійний косметологічний апарат для корекції фігури
Сертифікація	CE

Офіційний постачальник в Україні

Параметр	Значення
Найменування	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Контактний телефон	+380 68 960 02 33
Веб-сайт	spine-academy.com
Графік роботи	Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сервісна підтримка	Онлайн технічна підтримка

15. Свідоцтво про приймання

Цим засвідчується, що апарат Body Slim Pro 5 in 1 пройшов передпродажну перевірку, відповідає технічним характеристикам, наведеним у розділі 4 цього паспорта, і визнаний придатним до експлуатації.

Серійний номер апарату	_____
Дата виготовлення	_____
Дата проведення перевірки	_____
Підпис відповідальної особи	_____
Печатка постачальника	_____

Відомості про продаж

Дата продажу	_____
Номер договору / накладної	_____
Найменування продавця	Школа реабілітації «Експерт»
Прізвище менеджера	_____
Підпис продавця	_____
Підпис покупця (підтверджую отримання, ознайомлення з паспортом)	_____

© Школа реабілітації «Експерт». Усі права захищені.

Технічний паспорт є невід'ємною частиною виробу. Зберігайте до завершення терміну експлуатації.