ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Апарат кріоліполізу

Cryo 7

Кріоліполіз · Вакуумне всмоктування · Контрольоване охолодження



Призначення:

Cryo 7 — професійне обладнання для безопераційного видалення жирових відкладень методом контрольованого заморожування. Підходить для салонів краси, косметологічних кабінетів і центрів корекції фігури.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л

+380 68 960 02 33 · spine-academy.com

Зміст

1. Загальні відомості про виріб
2. Призначення та сфера застосування
3. Принцип дії
4. Технічні характеристики
5. Комплект поставки
6. Робочі елементи та маніпули
7. Показання до застосування
8. Протипоказання
9. Підготовка до роботи
10. Експлуатація
11. Технічне обслуговування
12. Транспортування та зберігання
13. Гарантійні зобов’язання
14. Відомості про виробника та постачальника
15. Свідоцтво про приймання

1. Загальні відомості про виріб

Цей технічний паспорт є документом, який засвідчує основні параметри, технічні характеристики, комплектність та умови експлуатації виробу. Документ повинен зберігатися протягом усього строку експлуатації апарату.

Найменування виробу	Апарат кріоліполізу
Модель / артикул	Cryo 7 / TM-920A
Бренд	Tingmay
Тип обладнання	Професійний апарат для безопераційної корекції жирових відкладень
Технологія	Кріоліполіз (вакуумне всмоктування + заморожування жиру)
Призначення	Косметологія, корекція фігури, антицелюлітні програми
Тип корпусу	Настільний
Сертифікація	CE
Країна виробництва	Китай (Guangdong)
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата продажу	_____

2. Призначення та сфера застосування

Апарат кріоліполізу Cryo 7 — професійне обладнання для безопераційного видалення жирових відкладень методом контрольованого заморожування. Технологія поєднує вакуумне всмоктування тканин і охолодження до -15°C — жирові клітини руйнуються природним шляхом і виводяться через лімфатичну систему протягом 4–8 тижнів після процедури.

У комплекті три маніпули для одночасної або послідовної обробки різних зон: тіло, ноги, руки. Подвійна система охолодження — повітряна та водяна — забезпечує стабільну температуру протягом усього сеансу. Вакуумний тиск регулюється від 0 до 86 кПа під анатомію кожної зони.

Сфера застосування:

- Салони краси
- Косметологічні кабінети
- Центри корекції фігури
- Антицелюлітні програми
- Моделювання силуету без операцій
- Підтримка постпроцедурних естетичних програм

Переваги апарату

Компактний настільний корпус, три маніпули для різних зон, подвійна система охолодження та можливість точно регулювати вакуумний тиск роблять Cryo 7 зручним рішенням для професійної практики.

3. Принцип дії

Cryo 7 працює на основі технології кріоліполізу — контрольованого охолодження локальних жирових відкладень у поєднанні з вакуумним захопленням тканини. Під час процедури тканина всмоктується маніпулою, фіксується в робочій зоні та охолоджується до заданої температури.

Унаслідок впливу низьких температур жирові клітини поступово руйнуються природним шляхом, після чого метаболізуються та виводяться через лімфатичну систему протягом 4–8 тижнів. Подвійна система охолодження підтримує стабільність температури та безперервність процедури.

Основні ефекти впливу:

- Контрольоване охолодження жирової тканини
- Вакуумна фіксація тканини в зоні обробки
- Поступове зменшення локальних жирових відкладень
- Підтримка корекції целюліту
- Моделювання силуету без операційного втручання
- Покращення тонусу шкіри в зоні обробки

4. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Артикул	TM-920A
Бренд	Tingmay
Технологія	Кріоліполіз (вакуумне всмоктування + заморожування жиру)
Кількість маніпул	3 шт.
Температура обробки	-15°C — 0°C
Вакуумний тиск	0–86 кПа
Система охолодження	Повітряна + водяна
Охолоджуюча рідина	Дистильована або чиста вода
Потужність	500 Вт
Живлення	110/220 В, 50–60 Гц
Тип корпусу	Настільний
Сертифікація	CE
Розміри упаковки	55 × 40 × 50 см
Вага	17 кг
Країна виробництва	Китай (Guangdong)

Примітка щодо параметрів

Усі технічні параметри наведені згідно з даними постачальника. Виробник може вносити неістотні зміни до конструкції, комплектації та зовнішнього вигляду без попередження.

5. Комплект поставки

№	Найменування	Кількість
1	Основний блок апарату Cryo 7	1 шт
2	Штекер EU (220 В)	1 шт
3	Маніпула №1 — велика (тіло)	1 шт
4	Маніпула №2 — середня (стегна / сідниці)	1 шт
5	Маніпула №3 — мала (руки / підборіддя)	1 шт
6	Трубки підключення маніпул	Комплект
7	Ємність для дистильованої води	1 шт
8	Інструкція з експлуатації	1 шт

6. Робочі елементи та маніпули

Апарат оснащений трьома маніпулами для обробки різних анатомічних зон. Це дає можливість проводити процедури послідовно або комбіновано залежно від обраної програми та зони впливу.

Маніпула	Характеристика	Призначення
Велика	Для тіла	Обробка живота, боків, спини; охоплює великі жирові зони
Середня	Для стегон / сідниць	Корекція внутрішньої поверхні стегон і сідниць
Мала	Для рук / підборіддя	Опрацювання дрібних зон і другого підборіддя
Вакуумний модуль	0–86 кПа	Регулювання сили всмоктування відповідно до анатомічної зони
Система охолодження	Повітряна + водяна	Підтримка стабільної температури протягом сеансу

Примітка

Вибір маніпули, температури та сили вакууму здійснюється спеціалістом залежно від товщини жирової складки, зони обробки та чутливості клієнта.

7. Показання до застосування

Cryo 7 застосовується в косметології та апаратній корекції фігури для проведення процедур кріоліполізу й моделювання силуету.

Показання до застосування:

- Локальні жирові відкладення (живіт, боки, стегна, сідниці, руки)
- Целюліт I–IV ступеня
- Корекція другого підборіддя
- В’яла шкіра після схуднення або вагітності
- Моделювання силуету без операцій
- Профілактика та корекція розтяжок

8. Протипоказання

Важливо

Перед початком процедур необхідна консультація спеціаліста. Апаратні процедури не проводяться при наявності протипоказань або сумнівних клінічних станів.

№	Стан / обмеження
1	Онкологічні захворювання
2	Вагітність і період грудного вигодовування
3	Цукровий діабет
4	Порушення чутливості шкіри (нейропатія)
5	Тромбофлебіт і варикозне розширення вен у зоні обробки
6	Металеві імплантати та кардіостимулятор
7	Гострі запальні та інфекційні захворювання шкіри
8	Порушення згортання крові
9	Епілепсія

9. Підготовка до роботи

9.1. Розпакування апарату

1. Перевірити цілісність упаковки та відсутність механічних пошкоджень.
2. Обережно витягнути апарат та комплектуючі з пакувальної тари.
3. Провести зовнішній огляд корпусу, маніпул, трубок та кабелів.
4. Звірити фактичний комплект з переліком у розділі 5.
5. У разі пошкодження або некомплектності звернутися до постачальника.

9.2. Підключення та перша перевірка

1. Встановити апарат на рівну суху поверхню.
2. Заповнити систему охолодження дистильованою або чистою водою відповідно до інструкції.
3. Переконатися, що параметри електромережі відповідають 110/220 В, 50–60 Гц.
4. Підключити апарат до мережі та приєднати потрібну маніпулу.
5. Увімкнути апарат і дочекатися запуску інтерфейсу.
6. Виконати коротку перевірку роботи на безпечних мінімальних параметрах.

9.3. Підготовка клієнта

1. Пояснити суть процедури та очікувані відчуття.
2. Уточнити наявність протипоказань.
3. Оцінити товщину жирової складки та стан шкіри в зоні впливу.
4. Розмістити клієнта у зручному положенні та забезпечити доступ до потрібної зони.
5. Вибрати відповідну маніпулу, температуру та рівень вакууму.

10. Експлуатація

10.1. Послідовність процедури

1. Увімкнути апарат та обрати потрібний режим роботи.
2. Підключити відповідну маніпулу для обраної зони.
3. Встановити параметри температури та вакуумного тиску відповідно до протоколу.
4. Зафіксувати тканину маніпулою та розпочати процедуру.
5. Під час сеансу контролювати відчуття клієнта та стан тканин.
6. Після завершення процедури вимкнути апарат, зняти маніпулу, очистити робочі елементи та підготувати апарат до наступного використання.

10.2. Орієнтовні напрями використання

Тип процедури	Маніпула	Зона	Особливості
Кріоліполіз великих зон	Велика	Живіт, боки, спина	Обробка великих жирових відкладень
Кріоліполіз середніх зон	Середня	Стегна, сідниці	Робота з локальними зонами
Кріоліполіз малих зон	Мала	Руки, підборіддя	Точкова робота з дрібними ділянками
Моделювання силуету	Комбінація маніпул	За показаннями	Індивідуальний вибір зон та параметрів

Курс процедур

Кількість процедур, інтервал між ними та параметри впливу визначаються спеціалістом індивідуально залежно від зони обробки, товщини жирової складки та поставленої естетичної мети.

11. Технічне обслуговування

11.1. Щоденне обслуговування

- Очищення корпусу апарату сухою або злегка вологою серветкою.
- Очищення та дезинфекція маніпул після кожної процедури.
- Контроль рівня та чистоти охолоджуючої рідини.
- Перевірка цілісності трубок, кабелів і роз’ємів.

11.2. Періодичне обслуговування

Періодичність	Дії
1 раз на тиждень	Огляд корпусу, маніпул, трубок і кабелів; очищення важкодоступних ділянок.
1 раз на місяць	Перевірка стабільності роботи системи охолодження та вакуумного модуля.
1 раз на 6 місяців	Профілактичний огляд у сервісному центрі або за погодженням з постачальником.
1 раз на рік	Повне технічне обслуговування та перевірка робочих параметрів.

11.3. Заборонено

- Розбирати апарат самостійно.
- Використовувати апарат при пошкодженні маніпул, трубок, кабелів або корпусу.
- Експлуатувати апарат без достатнього рівня охолоджуючої рідини.
- Застосовувати агресивні хімічні засоби для очищення.
- Проводити процедури без урахування протипоказань.

12. Транспортування та зберігання

Умови транспортування

- Транспортування здійснюється у заводській упаковці виробника.
- Допустимі види транспорту: автомобільний, залізничний, авіаційний та морський.
- Апарат слід захищати від ударів, падіння, атмосферних опадів та прямих сонячних променів.
- Перед відправленням кожен апарат проходить перевірку працездатності та комплектації.

Умови зберігання

- Зберігати у сухому, чистому та провітрюваному приміщенні.
- Не допускати надмірної вологості та дії агресивних речовин.
- Маніпули та трубки зберігати в чистому та сухому стані.
- Зберігати у місцях, недоступних для дітей.

Варіанти поставки

- В наявності у Львові — швидка відправка протягом 1–2 днів.
- Авіа доставка — орієнтовний термін 3–4 тижні.
- Морська доставка — орієнтовний термін 70–80 днів.
- Самовивіз у м. Львів за попереднім погодженням.

Важливо

Терміни доставки можуть змінюватися залежно від наявності обладнання, способу поставки та роботи логістичних служб.

13. Гарантійні зобов’язання

Постачальник гарантує відповідність апарату вимогам технічної документації за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання, викладених у цьому паспорті.

Параметр	Значення
Гарантійний термін на апарат	12 місяців з дати продажу
Початок гарантійного терміну	Дата продажу, зафіксована у гарантійному талоні або видаткових документах
Спосіб проведення гарантійного ремонту	У сервісному центрі постачальника
Післяпродажне обслуговування	Онлайн технічна підтримка

Гарантія НЕ поширюється на наступні випадки:

- Механічні пошкодження корпусу, маніпул, трубок або кабелів.
- Пошкодження через неправильне транспортування, зберігання або експлуатацію.
- Потрапляння рідини всередину електронних вузлів апарату.
- Самостійний ремонт або втручання третіх осіб без погодження з постачальником.
- Пошкодження, спричинені нестабільним електроживленням.

Як отримати гарантійне обслуговування

1. Зберігайте гарантійні документи та підтвердження покупки.
2. У разі виявлення несправності зверніться за телефоном +380 68 960 02 33.
3. Опишіть проблему та надайте серійний номер апарату і дату продажу.
4. Доставка апарату до сервісного центру здійснюється за погодженням з постачальником.

14. Відомості про виробника та постачальника

Виробник

Параметр	Значення
Модель / артикул	Cryo 7 / TM-920A
Бренд	Tingmay
Країна виробництва	Китай (Guangdong)
Тип обладнання	Апарат кріоліполізу
Сертифікація	CE

Офіційний постачальник в Україні

Параметр	Значення
Найменування	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Контактний телефон	+380 68 960 02 33
Веб-сайт	spine-academy.com
Графік роботи	Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сервісна підтримка	Онлайн технічна підтримка

15. Свідоцтво про приймання

Цим засвідчується, що апарат кріоліполізу Cryo 7 пройшов передпродажну перевірку, відповідає технічним характеристикам, наведеним у розділі 4 цього паспорта, і визнаний придатним до експлуатації.

Серійний номер апарату	_____
Дата виготовлення	_____
Дата проведення перевірки	_____
Підпис відповідальної особи	_____
Печатка постачальника	_____

Відомості про продаж

Дата продажу	_____
Номер договору / накладної	_____
Найменування продавця	Школа реабілітації «Експерт»
Прізвище менеджера	_____
Підпис продавця	_____
Підпис покупця (підтверджую отримання, ознайомлення з паспортом)	_____

© Школа реабілітації «Експерт». Усі права захищені.

Технічний паспорт є невід'ємною частиною виробу. Зберігайте до завершення терміну експлуатації.