ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Апарат ендосфера роликової компресійно-вібраційної терапії

ROLOSFERA

Корекція фігури · Антицелюлітна терапія · Ендосфера



Призначення:

ROLOSFERA — професійний апарат ендосфера роликової компресійно-вібраційної терапії для професійної корекції фігури та боротьби з целюлітом. Підходить для косметологічних кабінетів та центрів корекції фігури.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л

+380 68 960 02 33 · spine-academy.com

Зміст

1. Загальні відомості про виріб
2. Призначення та сфера застосування
3. Принцип дії
4. Технічні характеристики
5. Комплект поставки
6. Робочі елементи та режими роботи
7. Показання до застосування
8. Протипоказання
9. Підготовка до роботи
10. Експлуатація
11. Технічне обслуговування
12. Транспортування та зберігання
13. Гарантійні зобов’язання
14. Відомості про виробника та постачальника
15. Свідоцтво про приймання

1. Загальні відомості про виріб

Цей технічний паспорт є документом, який засвідчує основні параметри, технічні характеристики, комплектність та умови експлуатації виробу. Документ повинен зберігатися протягом усього строку експлуатації апарату.

Найменування виробу	Апарат ендосфера роликової компресійно-вібраційної терапії
Модель	ROLOSFERA
Тип обладнання	Професійний апарат для апаратної корекції фігури
Технологія	Вакуумний ролик + вібрація
Призначення	Косметологія, корекція фігури, антицелюлітні та лімфодренажні програми
Країна виробництва	Китайська Народна Республіка
Матеріал корпусу	ABS
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата продажу	_____

2. Призначення та сфера застосування

ROLOSFERA — апарат ендосфера роликової компресійно-вібраційної терапії для професійної корекції фігури та боротьби з целюлітом. Механічний вплив роликових насадок активізує ліполіз у підшкірно-жировій клітковині, покращує мікроциркуляцію та стимулює лімфодренаж.

Апарат працює за принципом апаратної ендосфери — роликовий масаж тіла без інвазивного втручання. Підходить для косметологічних кабінетів та центрів корекції фігури.

Сфера застосування:

- Косметологічні кабінети
- Центри корекції фігури
- SPA-центри
- Антицелюлітні програми
- Лімфодренажні процедури
- Підтримка реабілітаційних та відновлювальних програм

Переваги апарату

Поєднує роликовий механічний вплив та вібраційне стимулювання, що дозволяє працювати з локальними жировими відкладеннями, зниженням тонусу шкіри, набряклістю та ознаками целюліту.

3. Принцип дії

Робота апарату базується на роликовій компресійно-вібраційній дії на тканини. Під час процедури ролики створюють механічний вплив на підшкірно-жирову клітковину, м’які тканини та поверхневі фасціальні структури, а вібрація підсилює стимуляцію мікроциркуляції та лімфодренажу.

У результаті процедури покращуються локальні метаболічні процеси, активізується ліполіз, знижується вираженість набряку та покращується зовнішній вигляд шкіри. Змінні головки та дві рукоятки дозволяють проводити процедури як на великих ділянках тіла, так і на чутливих або менших зонах, зокрема обличчі та шиї.

Основні ефекти впливу:

- Стимуляція лімфодренажу
- Покращення мікроциркуляції
- Механічний вплив на підшкірно-жирову клітковину
- Підтримка зменшення проявів целюліту
- Зниження набряклості
- Покращення тонусу та пружності шкіри

4. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель	ROLOSFERA
Технологія	Вакуумний ролик + вібрація
Кількість рукояток	2
Швидкість великої рукоятки	450 об/хв
Швидкість малої рукоятки	410 об/хв
Частота	40–254 Гц
Потужність	10–300 Вт
Екран	10,4" сенсорний кольоровий
Зона застосування	Тіло, обличчя, руки, ноги, зона шиї
Напруга живлення	110–240 В
Матеріал корпусу	ABS
Розміри упаковки	67 × 67 × 44 см
Вага	25 кг
Гарантія	1 рік

Примітка щодо параметрів

Усі технічні параметри наведені згідно з даними постачальника. Виробник може вносити неістотні зміни до конструкції та комплектації без попереднього повідомлення.

5. Комплект поставки

№	Найменування	Кількість
1	Апарат ROLOSFERA	1 шт
2	Велика рукоятка	1 шт
3	Мала рукоятка	1 шт
4	Змінні головки	6 шт (4 силіконові, 2 металеві)
5	Шнур живлення	1 шт

6. Робочі елементи та режими роботи

Апарат комплектується двома рукоятками — великою та малою — для роботи з різними зонами тіла. Велика рукоятка використовується для обробки великих ділянок, зокрема стегон, сідниць, живота та спини. Мала рукоятка призначена для більш делікатної роботи з руками, шиєю, обличчям та локальними зонами.

Компонент / елемент	Характеристика	Призначення
Велика рукоятка	Швидкість 450 об/хв	Великі зони тіла: стегна, живіт, сідниці, спина
Мала рукоятка	Швидкість 410 об/хв	Обличчя, шия, руки, локальні зони
Силіконові головки	4 шт	Більш м’який контакт з тканинами
Металеві головки	2 шт	Інтенсивніший механічний вплив
Частотний діапазон	40–254 Гц	Налаштування інтенсивності вібраційного впливу
Сенсорний екран	10,4" кольоровий	Керування параметрами процедури

Примітка

Режим роботи, вибір рукоятки та типу головки визначаються спеціалістом залежно від зони обробки, індивідуальної чутливості клієнта та поставленої косметологічної задачі.

7. Показання до застосування

Апарат ендосфера «ROLOSFERA» застосовується для апаратного корекційного масажу тіла в косметологічних кабінетах та центрах корекції фігури.

Показання до застосування:

- Целюліт 1–3 ступеня — особливо фіброзний та набряковий типи
- Локальні жирові відкладення на стегнах, животі, руках
- Зниження тонусу та пружності шкіри
- М’язові спазми та напруження
- Порушення лімфодренажу та набряклість
- Рубці та фіброзні зміни після операцій (реабілітаційний період)
- Профілактика целюліту та корекція фігури

8. Протипоказання

Важливо

Перед початком процедур необхідна консультація спеціаліста. Застосування апарату протипоказане за наявності гострих станів, системних захворювань або інших факторів ризику.

№	Стан / обмеження
1	Варикозне розширення вен у зоні впливу
2	Тромбоз та тромбофлебіт
3	Онкологічні захворювання
4	Вагітність
5	Гострі запальні та інфекційні процеси
6	Відкриті рани та пошкодження шкіри в зоні обробки
7	Захворювання крові та порушення згортання
8	Імплантовані електронні пристрої (кардіостимулятор)

9. Підготовка до роботи

9.1. Розпакування апарату

1. Перевірити цілісність упаковки та відсутність механічних пошкоджень.
2. Обережно витягнути апарат та комплектуючі з пакувальної тари.
3. Провести зовнішній огляд корпусу, рукояток, кабелів і змінних головок.
4. Звірити фактичний комплект з переліком у розділі 5.
5. У разі виявлення пошкоджень або некомплектності звернутися до постачальника.

9.2. Підключення та перша перевірка

1. Встановити апарат на рівну суху поверхню.
2. Переконатися, що параметри електромережі відповідають 110–240 В.
3. Підключити шнур живлення та обрану рукоятку.
4. Встановити відповідну змінну головку.
5. Увімкнути апарат і дочекатися запуску сенсорного інтерфейсу.
6. Виконати коротку перевірку роботи на мінімальних параметрах.

9.3. Підготовка клієнта

1. Пояснити суть процедури та очікувані відчуття.
2. Уточнити наявність протипоказань.
3. Оцінити стан шкіри та тканин у зоні впливу.
4. Розмістити клієнта у зручному положенні та забезпечити доступ до обраної зони.
5. Підібрати рукоятку, головку та інтенсивність впливу залежно від задачі процедури.

10. Експлуатація

10.1. Послідовність процедури

1. Увімкнути апарат та обрати робочу програму або налаштувати параметри вручну.
2. Встановити відповідну рукоятку та робочу головку.
3. Визначити напрямок опрацювання зони відповідно до ліній лімфодренажу.
4. Розпочати процедуру з мінімальної інтенсивності та поступово підвищити її до робочого рівня.
5. Проводити обробку плавними послідовними рухами без тривалого утримання в одній точці.
6. Під час процедури контролювати відчуття клієнта та реакцію шкіри.
7. Після завершення процедури вимкнути апарат, очистити робочі елементи та підготувати їх до наступного використання.

10.2. Орієнтовні напрями використання

Тип процедури	Рукоятка	Зона	Особливості
Антицелюлітна програма	Велика	Стегна, сідниці, живіт	Поступове підвищення інтенсивності
Лімфодренаж	Велика / мала	Ноги, руки, тулуб	Рухи по лімфодренажних лініях
Локальна корекція	Мала	Руки, коліна, локальні ділянки	Делікатний контроль сили впливу
Тонус шкіри	Мала	Обличчя, шия	Використання м’яких налаштувань
Реабілітаційний масаж	Велика / мала	За показаннями	Лише після оцінки стану тканин

Курс процедур

Тривалість сеансу, частота процедур та параметри впливу підбираються індивідуально спеціалістом залежно від стану клієнта та цілей програми корекції фігури.

11. Технічне обслуговування

11.1. Щоденне обслуговування

- Очищення корпусу апарату сухою або злегка вологою серветкою.
- Очищення та дезинфекція рукояток і змінних головок після кожної процедури.
- Контроль цілісності кабелів, рукояток та корпусу.
- Перевірка надійності фіксації змінних головок.

11.2. Періодичне обслуговування

Періодичність	Дії
1 раз на тиждень	Огляд корпусу, рукояток, кабелів та змінних головок; очищення важкодоступних ділянок від пилу.
1 раз на місяць	Перевірка стабільності роботи сенсорного екрана та механічних вузлів.
1 раз на 6 місяців	Профілактичний огляд у сервісному центрі або за погодженням з постачальником.
1 раз на рік	Повне технічне обслуговування та перевірка робочих параметрів.

11.3. Заборонено

- Розбирати апарат самостійно.
- Використовувати апарат при пошкодженні рукояток, кабелів або корпусу.
- Занурювати рукоятки або корпус у воду.
- Застосовувати агресивні хімічні засоби для очищення.
- Працювати без оцінки стану шкіри в зоні впливу.

12. Транспортування та зберігання

Умови транспортування

- Транспортування здійснюється у заводській упаковці виробника.
- Допустимі види транспорту: автомобільний, залізничний, авіаційний та морський.
- Апарат слід захищати від ударів, падіння, атмосферних опадів та прямих сонячних променів.
- Перед відправленням кожен апарат проходить перевірку працездатності та комплектації.

Умови зберігання

- Зберігати у сухому, чистому та провітрюваному приміщенні.
- Не допускати надмірної вологості та дії агресивних речовин.
- Рукоятки та головки зберігати в чистому вигляді після дезинфекції.
- Зберігати у місцях, недоступних для дітей.

Варіанти поставки

- В наявності у Львові — швидка відправка протягом 1–2 днів.
- Авіа доставка — орієнтовний термін 3–4 тижні.
- Морська доставка — орієнтовний термін 70–80 днів.
- Самовивіз у м. Львів за попереднім погодженням.

Важливо

Терміни доставки можуть змінюватися залежно від наявності обладнання, способу поставки та роботи логістичних служб.

13. Гарантійні зобов’язання

Постачальник гарантує відповідність апарату вимогам технічної документації за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання, викладених у цьому паспорті.

Параметр	Значення
Гарантійний термін на апарат	12 місяців з дати продажу
Початок гарантійного терміну	Дата продажу, зафіксована у гарантійному талоні або видаткових документах
Спосіб проведення гарантійного ремонту	У сервісному центрі постачальника
Післяпродажне обслуговування	Онлайн технічна підтримка

Гарантія НЕ поширюється на наступні випадки:

- Механічні пошкодження корпусу, рукояток, кабелів або змінних головок.
- Пошкодження через неправильне транспортування, зберігання або експлуатацію.
- Потрапляння рідини у внутрішні вузли апарату.
- Самостійний ремонт або втручання третіх осіб без погодження з постачальником.
- Пошкодження, спричинені нестабільним електроживленням.
- Природний знос витратних та сервісних елементів.

Як отримати гарантійне обслуговування

1. Зберігайте гарантійні документи та підтвердження покупки.
2. У разі виявлення несправності зверніться за телефоном +380 68 960 02 33.
3. Опишіть проблему та надайте серійний номер апарату і дату продажу.
4. Доставка апарату до сервісного центру здійснюється за погодженням з постачальником.

14. Відомості про виробника та постачальника

Виробник

Параметр	Значення
Модель	ROLOSFERA
Країна виробництва	Китайська Народна Республіка
Тип обладнання	Апарат ендосфера роликової компресійно-вібраційної терапії
Матеріал корпусу	ABS

Офіційний постачальник в Україні

Параметр	Значення
Найменування	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Контактний телефон	+380 68 960 02 33
Веб-сайт	spine-academy.com
Графік роботи	Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сервісна підтримка	Онлайн технічна підтримка

15. Свідоцтво про приймання

Цим засвідчується, що апарат ендосфера терапії ROLOSFERA пройшов передпродажну перевірку, відповідає технічним характеристикам, наведеним у розділі 4 цього паспорта, і визнаний придатним до експлуатації.

Серійний номер апарату	_____
Дата виготовлення	_____
Дата проведення перевірки	_____
Підпис відповідальної особи	_____
Печатка постачальника	_____

Відомості про продаж

Дата продажу	_____
Номер договору / накладної	_____
Найменування продавця	Школа реабілітації «Експерт»
Прізвище менеджера	_____
Підпис продавця	_____
Підпис покупця (підтверджую отримання, ознайомлення з паспортом)	_____

© Школа реабілітації «Експерт». Усі права захищені.

Технічний паспорт є невід'ємною частиною виробу. Зберігайте до завершення терміну експлуатації.