ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Багатофункціональний комбайн для догляду за шкірою обличчя

Cosmo 6

мікротоки · УЗ скрабер · RF-ліфтинг · вакуум · Oxygen Jet



Призначення:

Cosmo 6 — багатофункціональний косметологічний комбайн для комплексного догляду за шкірою обличчя. Поєднує цифровий іонний ліфтинг, ультразвуковий скрабер, біполярний RF-ліфтинг, вакуумне очищення та Oxygen Jet.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л

+380 68 960 02 33 · spine-academy.com

Зміст

1. Загальні відомості про виріб
2. Призначення та сфера застосування
3. Принцип дії апарату Cosmo 6
4. Основні технології апарату
5. Технічні характеристики
6. Комплект поставки
7. Робочі маніпули та аксесуари
8. Показання до застосування
9. Протипоказання
10. Підготовка до роботи
11. Порядок проведення процедури
12. Експлуатаційні застереження
13. Технічне обслуговування
14. Транспортування та зберігання
15. Гарантійні зобов’язання
16. Відомості про виробника та постачальника
17. Свідоцтво про приймання

1. Загальні відомості про виріб

Цей технічний паспорт є документом, який засвідчує основні параметри, технічні характеристики, комплектність, умови експлуатації та порядок обслуговування апарату мікротоків Cosmo 6. Документ повинен зберігатися протягом усього строку експлуатації апарату.

Найменування виробу	Апарат мікротоків Cosmo 6
Артикул	HN-018
Бренд	Hanina
Тип обладнання	Багатофункціональний косметологічний комбайн для догляду за обличчям
Призначення	мікротокова стимуляція, очищення, RF-ліфтинг, вакуум, Oxygen Jet
Кількість маніпул	6 шт.
Екран	сенсорний 8 дюймів, кольоровий LCD
Країна виробництва	Китай
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата продажу	_____

2. Призначення та сфера застосування

Апарат мікротоків Cosmo 6 — багатофункціональний комбайн для комплексного догляду за шкірою обличчя. Поєднує п’ять технологій в одному корпусі: цифровий іонний ліфтинг 500 Гц, ультразвуковий скрабер 1 МГц, біполярний RF-ліфтинг, вакуумне очищення 80 кПа і Oxygen Jet.

Іонний ліфтинг 500 Гц є функціональним аналогом класичної мікрострумової терапії. Мікроімпульси стимулюють м’язи обличчя, активують клітинний метаболізм і підтримують синтез колагену. Результат — підтягування овалу обличчя, зменшення зморшок і покращення тонусу шкіри після курсу процедур.

Ультразвуковий скрабер 1 МГц проводить глибоке очищення шкіри і відлущування рогових клітин без механічного абразиву. RF-ліфтинг нагріває дерму і запускає синтез нового колагену. Oxygen Jet насичує шкіру киснем і активними компонентами доглядових сироваток.

Сфера застосування:

- косметологічні кабінети та салони краси
- SPA-центри та студії догляду за обличчям
- мікрострумова стимуляція та іонний ліфтинг
- апаратне очищення пор та лімфодренаж
- RF-ліфтинг обличчя і шиї
- Oxygen Jet для насичення шкіри активними компонентами
- профілактика вікових змін шкіри

Практична цінність:

Cosmo 6 дозволяє проводити комплексний протокол догляду за обличчям: очищення, відлущування, мікрострумову стимуляцію, RF-ліфтинг, вакуумну роботу та кисневе насичення шкіри.

3. Принцип дії апарату Cosmo 6

Cosmo 6 працює за принципом комбінованого апаратного догляду. Кожна технологія виконує окрему задачу: мікрострумова стимуляція впливає на тонус м’язів і метаболізм клітин, ультразвуковий скрабер очищає поверхню шкіри, RF-ліфтинг прогріває дерму, вакуум покращує очищення пор і лімфодренаж, а Oxygen Jet вводить активні компоненти та насичує шкіру киснем.

Мікроімпульси 10–500 мкА працюють делікатно, тому процедура підходить для програм омолодження, роботи з набряками та зниженням тонусу. Біполярний RF на частоті 1 МГц забезпечує контрольований прогрів тканин, стимулює колагеноутворення та підтримує ліфтинговий ефект.

Основні ефекти впливу:

- покращення тонусу м’язів обличчя
- підтягування овалу обличчя
- зменшення вираженості зморшок і мімічних ліній
- очищення пор і видалення забруднень
- покращення мікроциркуляції та лімфовідтоку
- стимуляція синтезу колагену
- зволоження та насичення шкіри активними компонентами

4. Основні технології апарату

Технологія	Параметр	Основний ефект
Іонний ліфтинг	500 Гц, цифровий	мікрострумова стимуляція, тонус м’язів, ліфтинг
УЗ скрабер	1 МГц	очищення, відлущування, підготовка шкіри до догляду
RF-ліфтинг	1 МГц, біполярний	прогрів дерми, колаген, підтягування шкіри
Вакуум	80 кПа	очищення пор, лімфодренаж, покращення мікроциркуляції
Oxygen Jet	кисневий струмінь	насичення шкіри киснем і сироватками
Маніпула для зони очей	делікатна мікрострумова дія	робота з периорбітальною ділянкою, набряками і темними колами

Важливо:

Режим роботи, послідовність маніпул та інтенсивність підбираються косметологом відповідно до типу шкіри, чутливості, віку клієнта, зони обробки та наявності протипоказань.

5. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Артикул	HN-018
Бренд	Hanina
Технології	Іонний ліфтинг, УЗ скрабер, RF-ліфтинг, вакуум, Oxygen Jet
Кількість маніпул	6 шт.
Іонний ліфтинг	500 Гц (цифровий)
Ультразвук	1 МГц / 2 Вт/см²
RF-ліфтинг	1 МГц біполярний
Вакуумний тиск	80 кПа
Стандартні параметри мікротоків	10–500 мкА
Екран	сенсорний 8 дюймів, кольоровий LCD
Живлення	100–240 В, 50/60 Гц
Гарантія	1 рік
Розміри упаковки	45 × 40 × 45 см
Вага	12 кг
Країна виробництва	Китай

Примітка щодо параметрів:

Усі технічні параметри наведені згідно з даними постачальника. Виробник може вносити неістотні зміни до конструкції, комплектації, програмного забезпечення та зовнішнього вигляду без попередження.

6. Комплект поставки

№	Найменування	Кількість
1	Основний блок апарату мікротоків Cosmo 6	1 шт
2	Кабель живлення EU (100–240 В)	1 шт
3	Маніпула іонного ліфтингу 100 Гц	1 шт
4	Маніпула ультразвукового скрабера 1 МГц	1 шт
5	Маніпула RF-ліфтингу біполярна	1 шт
6	Маніпула вакуумна 80 кПа	1 шт
7	Маніпула Oxygen Jet	1 шт
8	Маніпула для зони очей	1 шт
9	Інструкція з експлуатації / технічна документація	1 комплект
10	Транспортувальна упаковка	1 шт

Фактична комплектація може уточнюватися під час поставки. Витратні матеріали, косметологічні сироватки та додаткові аксесуари використовуються відповідно до протоколів роботи спеціаліста.

7. Робочі маніпули та аксесуари

Апарат Cosmo 6 комплектується шістьма маніпулами для різних етапів догляду за шкірою обличчя: мікрострумова стимуляція, очищення, RF-ліфтинг, вакуумна робота, кисневе насичення та делікатна робота навколо очей.

Елемент	Призначення
Маніпула іонного ліфтингу 100 Гц	мікрострумова стимуляція м'язів і підтягування овалу обличчя
Маніпула ультразвукового скрабера 1 МГц	глибоке очищення і відлущування без абразиву
Маніпула RF-ліфтингу біполярна	радіочастотне омолодження і стимуляція колагену
Маніпула вакуумна 80 кПа	очищення пор і лімфодренаж
Маніпула Oxygen Jet	насичення шкіри киснем і активними компонентами
Маніпула для зони очей	делікатна мікрострумова стимуляція периорбітальної ділянки

Примітка:

Після кожного клієнта робочі маніпули та контактні поверхні повинні очищатися і дезінфікуватися відповідно до санітарних вимог.

8. Показання до застосування

Cosmo 6 застосовується в апаратній косметології для комплексного догляду за шкірою обличчя, профілактики вікових змін, очищення, ліфтингу та покращення загального стану шкіри.

- Зниження тонусу і пружності шкіри обличчя
- Птоз м’яких тканин, провисання овалу обличчя
- Зморшки та мімічні лінії
- Забруднена шкіра, розширені пори, комедони
- Акне і постакне, запальні висипання
- Тьмяний нерівний тон шкіри, пігментація
- Набряки і темні кола під очима
- Зневоднена і суха шкіра обличчя
- Профілактика вікових змін шкіри від 25 років

Типові зони обробки

- обличчя
- шия
- зона декольте
- періорбітальна зона при використанні відповідної маніпули
- локальні ділянки з розширеними порами або комедонами

9. Протипоказання

Важливо:

Перед початком процедур необхідна консультація спеціаліста. Параметри та послідовність маніпул підбираються індивідуально. Процедури не проводяться при наявності протипоказань або сумнівних клінічних станів.

№	Стан / обмеження
1	Онкологічні захворювання
2	Вагітність і період грудного вигодовування
3	Кардіостимулятор і металеві імплантати в зоні обробки
4	Гострі запальні та інфекційні захворювання шкіри
5	Порушення згортання крові
6	Епілепсія
7	Тромбофлебіт у зоні обробки
8	Відкриті рани і пошкодження шкіри

10. Підготовка до роботи

10.1. Розпакування апарата

1. Перевірити цілісність упаковки та відсутність механічних пошкоджень.
2. Обережно витягнути основний блок, маніпули, кабель живлення та комплектуючі.
3. Провести зовнішній огляд корпусу, екрана, маніпул, роз’ємів, шлангів та кабелів.
4. Звірити фактичний комплект з переліком у розділі 6.
5. У разі пошкодження або некомплектності звернутися до постачальника.

10.2. Підключення та перша перевірка

1. Встановити апарат на рівну суху поверхню з достатньою вентиляцією.
2. Переконатися, що параметри електромережі відповідають 100–240 В, 50/60 Гц.
3. Підключити кабель живлення EU до апарата та електромережі.
4. Під’єднати потрібні маніпули та перевірити щільність з’єднань.
5. Увімкнути апарат і дочекатися запуску сенсорного інтерфейсу.
6. Виконати тестову перевірку кожної функції без контакту з клієнтом.

10.3. Підготовка клієнта

1. Пояснити суть процедури, очікувані відчуття та послідовність етапів.
2. Уточнити наявність протипоказань, металевих імплантатів, кардіостимулятора та чутливості шкіри.
3. Очистити шкіру від макіяжу, кремів та поверхневих забруднень.
4. Оцінити тип шкіри, рівень чутливості, наявність запалень або пошкоджень.
5. Обрати протокол процедури та відповідні маніпули.
6. Забезпечити комфортне положення клієнта.

11. Порядок проведення процедури

1. Увімкнути апарат та вибрати потрібну функцію на сенсорному екрані.
2. Встановити інтенсивність, режим та тривалість відповідно до протоколу.
3. Розпочати процедуру з делікатної інтенсивності та оцінити реакцію шкіри.
4. Проводити маніпулу плавними рухами по масажних лініях, не затримуючись на одній ділянці надмірно довго.
5. За потреби перейти до наступних етапів: УЗ скрабер, вакуум, RF-ліфтинг, іонний ліфтинг, Oxygen Jet, зона очей.
6. Під час процедури контролювати відчуття клієнта та стан шкіри.
7. Після завершення процедури вимкнути активні режими, очистити маніпули та підготувати апарат до наступного використання.
8. Надати клієнту рекомендації після процедури.

Рекомендована логіка протоколу

Етап	Маніпула / функція	Мета
1	УЗ скрабер	очищення поверхні, відлущування рогових клітин
2	Вакуум 80 кПа	очищення пор, лімфодренаж, мікроциркуляція
3	Іонний ліфтинг / мікроструми	стимуляція м’язів, підтягування овалу
4	RF-ліфтинг	прогрів дерми, стимуляція колагену
5	Oxygen Jet	насичення шкіри киснем і активними компонентами
6	Маніпула для зони очей	делікатна робота з періорбітальною ділянкою

12. Експлуатаційні застереження

Увага:

Апарат призначений для використання у приміщенні. Забороняється експлуатувати пристрій при пошкодженому кабелі живлення, нестабільному живленні, пошкоджених маніпулах, роз'ємах або корпусі.

- не допускати потрапляння рідини всередину корпусу апарата
- не працювати по відкритих ранах, гострих запаленнях або подразненій шкірі
- не використовувати RF-маніпулу при наявності металевих імплантатів у зоні обробки
- не проводити мікрострумові процедури клієнтам з кардіостимулятором
- не залишати увімкнений апарат без нагляду
- не перекручувати і не перегинати шланги та кабелі
- не розбирати корпус самостійно
- не використовувати агресивні засоби для очищення екрана та маніпул

Рекомендації після процедури

- уникати агресивних пілінгів у перші дні після процедури
- використовувати сонцезахист на відкритих ділянках
- не відвідувати сауну або лазню у день процедури при чутливій шкірі
- підтримувати зволоження шкіри
- при подразненні або вираженій реакції звернутися до спеціаліста

13. Технічне обслуговування

13.1. Щоденне обслуговування

- очищення корпусу апарата сухою або злегка вологою серветкою
- очищення та дезінфекція робочих маніпул після кожного клієнта
- контроль цілісності шлангів, кабелів, роз’ємів і маніпул
- перевірка стабільності вакууму, подачі кисню та роботи інтерфейсу перед початком дня
- вимкнення апарата з мережі після завершення робочого дня

13.2. Періодичне обслуговування

Періодичність	Дії
1 раз на тиждень	Огляд корпусу, дисплея, шлангів, маніпул та роз’ємів. Очищення важкодоступних ділянок.
1 раз на місяць	Перевірка стабільності вакууму, роботи мікрострумів, RF, УЗ скрабера та Oxygen Jet.
1 раз на 6 місяців	Профілактичний огляд у сервісному центрі або за погодженням з постачальником.
1 раз на рік	Повне технічне обслуговування та перевірка робочих параметрів.

13.3. Заборонено

- розбирати апарат самостійно
- використовувати апарат при пошкодженому корпусі, кабелі, шлангах або маніпулах
- занурювати будь-які частини апарата у воду
- перекривати вентиляційні отвори під час роботи
- використовувати не рекомендовані розчини або агресивну хімію для очищення

14. Транспортування та зберігання

Умови транспортування

- транспортування здійснюється у заводській упаковці виробника
- допустимі види транспорту: автомобільний, залізничний, авіаційний та морський
- апарат слід захищати від ударів, падіння, атмосферних опадів та прямих сонячних променів
- перед відправленням кожен апарат проходить перевірку працездатності та комплектації

Умови зберігання

- зберігати у сухому, чистому та провітрюваному приміщенні
- не допускати надмірної вологості та дії агресивних речовин
- не зберігати апарат під прямими сонячними променями
- маніпули, шланги та кабелі зберігати без перегинів і натягування
- зберігати у місцях, недоступних для дітей

Варіанти поставки

- В наявності у Львові — швидка відправка протягом 1–2 днів.
- Авіа доставка — орієнтовний термін 3–4 тижні.
- Морська доставка — орієнтовний термін 70–80 днів.
- Самовивіз у м. Львів за попереднім погодженням.

Важливо:

Терміни доставки можуть змінюватися залежно від наявності обладнання, способу поставки та роботи логістичних служб.

15. Гарантійні зобов’язання

Постачальник гарантує відповідність апарата вимогам технічної документації за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання, викладених у цьому паспорті.

Параметр	Значення
Гарантійний термін на апарат	1 рік з дати продажу
Початок гарантійного терміну	Дата продажу, зафіксована у гарантійному талоні або видаткових документах
Спосіб проведення гарантійного ремонту	У сервісному центрі постачальника
Післяпродажне обслуговування	Онлайн технічна підтримка

Гарантія НЕ поширюється на наступні випадки:

- механічні пошкодження корпусу, дисплея, маніпул, шлангів або кабелю
- пошкодження через неправильне транспортування, зберігання або експлуатацію
- потрапляння рідини всередину апарата
- самостійний ремонт або втручання третіх осіб без погодження з постачальником
- пошкодження, спричинені нестабільним електроживленням
- використання не рекомендованих розчинів або порушення правил очищення системи

Як отримати гарантійне обслуговування

1. Зберігайте гарантійні документи та підтвердження покупки.
2. У разі виявлення несправності зверніться за телефоном +380 68 960 02 33.
3. Опишіть проблему та надайте серійний номер апарата і дату продажу.
4. Доставка апарата до сервісного центру здійснюється за погодженням з постачальником.

16. Відомості про виробника та постачальника

Виробник

Параметр	Значення
Модель / артикул	Cosmo 6 / HN-018
Бренд	Hanina
Країна виробництва	Китай
Тип обладнання	Апарат мікротоків / косметологічний комбайн
Живлення	100–240 В, 50/60 Гц
Екран	сенсорний 8 дюймів, кольоровий LCD

Офіційний постачальник в Україні

Параметр	Значення
Найменування	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Контактний телефон	+380 68 960 02 33
Веб-сайт	spine-academy.com
Графік роботи	Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сервісна підтримка	Онлайн технічна підтримка

Способи оплати

- Готівковий розрахунок (самовивіз)
- Оплата на ФОП / рахунок
- Безготівковий розрахунок по рахунку для юридичних осіб
- Оплата частинами від Приват банку (5 платежів)
- Післяплата на відділенні Нової Пошти
- Ціна апарату мікротоків Cosmo 6 — 33 000 грн.

Умови повернення та обміну

Повернення та обмін товару здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». Обладнання належної якості може бути повернене протягом 14 днів за умови збереження товарного вигляду, комплектації та відсутності слідів експлуатації.

17. Свідоцтво про приймання

Цим засвідчується, що апарат мікротоків Cosmo 6 пройшов передпродажну перевірку, відповідає технічним характеристикам, наведеним у розділі 5 цього паспорта, і визнаний придатним до експлуатації.

Серійний номер апарата	_____
Дата виготовлення	_____
Дата проведення перевірки	_____
Підпис відповідальної особи	_____
Печатка постачальника	_____

Відомості про продаж

Дата продажу	_____
Номер договору / накладної	_____
Найменування продавця	Школа реабілітації «Експерт»
Прізвище менеджера	_____
Підпис продавця	_____
Підпис покупця (підтверджую отримання, ознайомлення з паспортом)	_____

© Школа реабілітації «Експерт». Усі права захищені.

Технічний паспорт є невід'ємною частиною виробу. Зберігайте до завершення терміну експлуатації.