ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Професійний косметологічний комбайн для догляду за обличчям

Hydra 7 в 1

гідропілінг · H_2O_2 · RF-ліфтинг · УЗ скрабер · LED фототерапія



Призначення:

Hydra 7 в 1 — професійний косметологічний комбайн для комплексного догляду за шкірою обличчя. Поєднує гідропілінг, вакуумне очищення з мікробульбашками H_2O_2, RF-ліфтинг, ультразвуковий скрабер, ультразвук високої частоти, холодний молоток та LED маску для фототерапії.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л

+380 68 960 02 33 · spine-academy.com

Зміст

1. Загальні відомості про виріб
2. Призначення та сфера застосування
3. Принцип дії апарату Hydra
4. Основні технології апарату
5. Технічні характеристики
6. Комплект поставки
7. Робочі маніпули та аксесуари
8. Показання до застосування
9. Протипоказання
10. Підготовка до роботи
11. Порядок проведення процедури
12. Експлуатаційні застереження
13. Технічне обслуговування
14. Транспортування та зберігання
15. Гарантійні зобов’язання
16. Відомості про виробника та постачальника
17. Свідоцтво про приймання

1. Загальні відомості про виріб

Цей технічний паспорт є документом, який засвідчує основні параметри, технічні характеристики, комплектність, умови експлуатації та порядок обслуговування апарату гідропілінгу Hydra 7 в 1. Документ повинен зберігатися протягом усього строку експлуатації апарату.

Найменування виробу	Апарат гідропілінгу Hydra 7 в 1
Артикул	Hydra
Тип обладнання	Професійний косметологічний комбайн для догляду за обличчям
Призначення	гідропілінг, очищення, зволоження, RF-ліфтинг, УЗ догляд, фототерапія
Кількість маніпул	6–7 шт.
Екран	сенсорний 7 дюймів
Сертифікація	CE
Країна виробництва	Китай
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата продажу	_____

2. Призначення та сфера застосування

Апарат гідропілінгу Hydra 7 в 1 — професійний косметологічний комбайн для комплексного догляду за шкірою обличчя. Він поєднує сім технологій в одному корпусі: гідрогенне омолодження, вакуумне очищення з мікробульбашками H_2O_2, RF-ліфтинг, ультразвуковий скрабер, ультразвук високої частоти, холодний молоток і LED маску для фототерапії.

Гідропілінг на апараті Hydra працює за принципом Hydrafacial: спеціальний розчин подається під тиском і одночасно видаляє забруднення, відлущує рогові клітини та зволожує шкіру. Система трьох флаконів A, B, C забезпечує послідовне очищення, зволоження і живлення шкіри за одну процедуру.

Сенсорний екран 7 дюймів і плавне регулювання потоку спрощують роботу косметолога. Апарат сертифікований CE, підходить для косметологічних салонів, SPA-центрів та кабінетів апаратної косметології.

Сфера застосування:

- косметологічні салони та кабінети
- SPA-центри та центри догляду за шкірою
- апаратне очищення та гідропілінг обличчя
- комплексні програми зволоження і відновлення шкіри
- RF-ліфтинг та підтримка тонусу шкіри
- підготовка шкіри до інших косметологічних процедур
- фототерапія для вирівнювання тону та омолодження

Практична цінність:

Hydra 7 в 1 дозволяє косметологу проводити комплексний догляд за одну процедуру: очищення, ексфоліацію, зволоження, RF-ліфтинг, ультразвукову стимуляцію, охолодження та LED-фототерапію.

3. Принцип дії апарату Hydra

Основний принцип роботи Hydra 7 в 1 полягає у комплексному поєднанні водного очищення, вакуумної аспірації, ультразвукової ексфоліації, RF-прогріву, охолодження та LED-фототерапії. Завдяки цьому одна процедура може включати кілька етапів догляду за шкірою.

Під час гідропілінгу спеціальний розчин подається до шкіри, розм'якшує забруднення та роговий шар, після чого вакуумна система видаляє залишки себуму, комедони, відмерлі клітини та використану рідину. Система A, B, C дозволяє послідовно застосовувати розчини для очищення, зволоження та живлення.

RF-ліфтинг стимулює прогрів дерми, покращує тонус тканин і підтримує вироблення колагену. Ультразвуковий скрабер допомагає виконати поверхневе очищення, ультразвук високої частоти забезпечує мікромасаж, холодний молоток заспокоює шкіру після процедур, а LED маска використовується для фототерапії.

Основні ефекти впливу:

- глибоке очищення пор
- делікатне відлущування рогових клітин
- зволоження та живлення шкіри розчинами A, B, C
- зменшення тьмяності та покращення тону шкіри
- стимуляція колагеноутворення за рахунок RF-ліфтингу
- заспокоєння шкіри після процедури холодним молотком
- фототерапія LED маскою для покращення якості шкіри

4. Основні технології апарату

Hydra 7 в 1 об’єднує сім ключових технологій, які дозволяють формувати індивідуальний протокол догляду за шкірою обличчя залежно від її стану, віку, чутливості та косметологічної задачі.

Технологія	Призначення	Основний ефект
Гідропілінг	подача розчину та вакуумне видалення забруднень	очищення, зволоження, відлущування
Вакуумне очищення H_2O_2	делікатне очищення з мікробульбашками	детокс, очищення пор, покращення тону
RF-ліфтинг	радіочастотний прогрів дерми	стимуляція колагену, підтяжка шкіри
УЗ скрабер	ультразвукове відлущування	очищення рогового шару та поверхні шкіри
Ультразвук високої частоти	мікромасаж тканин	стимуляція клітин, покращення проникнення активів
Холодний молоток	охолодження після процедур	заспокоєння, звуження пор, зменшення почервоніння
LED маска	фототерапія обличчя	омолодження, вирівнювання тону, підтримка відновлення

Важливо:

Режим роботи, послідовність маніпул та склад розчинів підбираються косметологом відповідно до типу шкіри, стану клієнта та наявності протипоказань.

5. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Артикул	Hydra
Технології	Гідропілінг, вакуумне очищення H_2O_2, RF-ліфтинг, УЗ скрабер, ультразвук високої частоти, холодний молоток, LED фототерапія
Кількість маніпул	6–7 шт.
Екран	сенсорний 7 дюймів
Флакони розчинів	A (очищення) + B (зволоження) + C (живлення)
Регулятор H_2O_2	є (вибір рівня концентрації)
Технологія RF	радіочастота + фотон + вібрація + іон + охолодження
Живлення	110/220 В, 50–60 Гц
Сертифікація	CE
Матеріал корпусу	АБС-пластик
Розміри упаковки	50 × 35 × 45 см
Вага	15 кг
Гарантія	1 рік
Країна виробництва	Китай

Примітка щодо параметрів:

Усі технічні параметри наведені згідно з даними постачальника. Виробник може вносити неістотні зміни до конструкції, комплектації, програмного забезпечення та зовнішнього вигляду без попередження.

6. Комплект поставки

№	Найменування	Кількість
1	Основний блок апарату Hydra 7 в 1	1 шт
2	Кабель живлення EU (110/220 В)	1 шт
3	Маніпула гідропілінгу	1 шт
4	Маніпула вакуумного очищення з мікробульбашками H_2O_2	1 шт
5	Маніпула RF-ліфтингу	1 шт
6	Маніпула ультразвукового скрабера	1 шт
7	Маніпула ультразвуку високої частоти	1 шт
8	Маніпула холодного молотка	1 шт
9	LED маска для обличчя	1 шт
10	Флакон для відходів	1 шт
11	Флакон для H_2O_2	1 шт
12	Флакони A, B, C для розчинів	3 шт
13	Інструкція користувача / технічна документація	1 комплект
14	Транспортувальна упаковка	1 шт

Фактична комплектація може уточнюватися під час поставки. Розчини A, B, C та витратні матеріали повинні використовуватися відповідно до рекомендацій постачальника та протоколу роботи косметолога.

7. Робочі маніпули та аксесуари

Апарат Hydra 7 в 1 комплектується маніпулами для різних етапів процедури: очищення, зволоження, ліфтинг, ультразвукова ексфоліація, мікромасаж, охолодження та LED-фототерапія.

Елемент	Призначення
Маніпула гідропілінгу	глибоке очищення і зволоження шкіри розчинами A, B, C
Маніпула вакуумного очищення H_2O_2	делікатне очищення з мікробульбашками та детокс-ефект
Маніпула RF-ліфтингу	підтяжка шкіри та стимуляція вироблення колагену
Маніпула УЗ скрабера	ультразвукове відлущування і поверхневе очищення
Маніпула ультразвуку високої частоти	мікромасаж і стимуляція клітин шкіри
Маніпула холодного молотка	заспокоєння шкіри, звуження пор, зменшення почервоніння
LED маска для обличчя	фототерапія для омолодження і вирівнювання тону шкіри
Флакон для відходів	збір використаної рідини після процедури
Флакон для H_2O_2	використання водного розчину для мікробульбашкового очищення
Флакони A, B, C	розчини для очищення, зволоження і живлення

Примітка:

Після кожного клієнта робочі маніпули, наконечники та контактні поверхні повинні очищатися і дезінфікуватися відповідно до санітарних вимог.

8. Показання до застосування

Hydra 7 в 1 застосовується в апаратній косметології для комплексного очищення, відновлення, зволоження та покращення візуальної якості шкіри обличчя.

Показання до застосування:

- забруднена шкіра, розширені пори, комедони
- тьмяний нерівний тон шкіри
- зневоднена і суха шкіра обличчя
- жирна шкіра і схильність до акне
- зморшки та вікові зміни шкіри
- птоз м’яких тканин обличчя, зниження тонусу
- пігментація і фотопошкодження
- темні кола під очима
- підготовка шкіри до інших косметологічних процедур

Типові зони обробки

- обличчя
- шия
- зона декольте
- періорбітальна зона - за умови використання відповідного режиму
- локальні проблемні ділянки зі схильністю до забитості пор

9. Протипоказання

Важливо:

Перед початком процедур необхідна консультація спеціаліста. Параметри, розчини та послідовність маніпул підбираються індивідуально. Процедури не проводяться при наявності протипоказань або сумнівних клінічних станів.

№	Стан / обмеження
1	Гострі запальні та інфекційні захворювання шкіри
2	Відкриті рани і пошкодження шкіри в зоні обробки
3	Онкологічні захворювання
4	Вагітність і період грудного вигодовування
5	Металеві імплантати в зоні обробки (для RF-маніпули)
6	Епілепсія
7	Алергія на компоненти розчинів A, B, C

10. Підготовка до роботи

10.1. Розпакування апарата

1. Перевірити цілісність упаковки та відсутність механічних пошкоджень.
2. Обережно витягнути основний блок, маніпули, LED маску, флакони та кабель живлення.
3. Провести зовнішній огляд корпусу, екрана, маніпул, шлангів, флаконів, роз’ємів та кабелів.
4. Звірити фактичний комплект з переліком у розділі 6.
5. У разі пошкодження або некомплектності звернутися до постачальника.

10.2. Підключення та перша перевірка

1. Встановити апарат на рівну суху поверхню з достатньою вентиляцією.
2. Переконатися, що параметри електромережі відповідають 110/220 В, 50–60 Гц.
3. Підключити кабель живлення EU до апарата та електромережі.
4. Під’єднати потрібні маніпули та перевірити щільність з’єднань.
5. Встановити флакони A, B, C, флакон для H_2O_2 та флакон для відходів.
6. Увімкнути апарат і дочекатися запуску сенсорного інтерфейсу.
7. Виконати тестову перевірку подачі розчину та вакууму без контакту з клієнтом.

10.3. Підготовка клієнта

1. Пояснити суть процедури, очікувані відчуття та послідовність етапів.
2. Уточнити наявність протипоказань, алергій та чутливості до розчинів.
3. Очистити шкіру від макіяжу, кремів та поверхневих забруднень.
4. Оцінити тип шкіри, рівень чутливості, наявність запалень або пошкоджень.
5. Обрати протокол процедури та відповідні розчини A, B, C.
6. Забезпечити комфортне положення клієнта.

11. Порядок проведення процедури

1. Увімкнути апарат та вибрати потрібну функцію на сенсорному екрані.
2. Встановити інтенсивність вакууму, подачу розчину або параметри маніпули відповідно до протоколу.
3. Розпочати процедуру з делікатного очищення та оцінити реакцію шкіри.
4. Проводити маніпулу плавними рухами по масажних лініях, не затримуючись на одній ділянці надмірно довго.
5. За потреби перейти до наступних етапів: УЗ скрабер, RF-ліфтинг, ультразвук, холодний молоток, LED маска.
6. Під час процедури контролювати відчуття клієнта та стан шкіри.
7. Після завершення процедури вимкнути активні режими, очистити маніпули та перевірити флакон для відходів.
8. Надати клієнту рекомендації після процедури.

Рекомендована логіка протоколу

Етап	Маніпула / функція	Мета
1	Гідропілінг / H_2O_2	очищення, розм’якшення забруднень, зволоження
2	УЗ скрабер	додаткова ексфоліація та очищення поверхні
3	RF-ліфтинг	стимуляція колагену та підтягування шкіри
4	Ультразвук високої частоти	мікромасаж та введення активних компонентів
5	Холодний молоток	заспокоєння, звуження пор, зменшення почервоніння
6	LED маска	фототерапія, вирівнювання тону, підтримка відновлення

12. Експлуатаційні застереження

Увага:

Апарат призначений для використання у приміщенні. Забороняється експлуатувати пристрій при пошкодженому кабелі живлення, нестабільному живленні, пошкоджених маніпулах, роз'ємах або корпусі.

- не допускати потрапляння рідини всередину корпусу апарата
- не використовувати агресивні розчини, не призначені для апарата
- не працювати без флакона для відходів або при його переповненні
- не використовувати RF-маніпулу при наявності металевих імплантатів у зоні обробки
- не застосовувати процедуру по відкритих ранах, гострих запаленнях або подразненій шкірі
- не залишати увімкнений апарат без нагляду
- не перекручувати і не перегинати шланги та кабелі
- не розбирати корпус самостійно

Рекомендації після процедури

- уникати агресивних пілінгів у перші дні після процедури
- використовувати сонцезахист на відкритих ділянках
- не відвідувати сауну або лазню у день процедури при чутливій шкірі
- підтримувати зволоження шкіри
- при подразненні або вираженій реакції звернутися до спеціаліста

13. Технічне обслуговування

13.1. Щоденне обслуговування

- очищення корпусу апарата сухою або злегка вологою серветкою
- очищення та дезінфекція робочих маніпул після кожного клієнта
- промивання системи подачі та відведення рідини відповідно до інструкції
- очищення флакона для відходів після процедури
- контроль цілісності шлангів, кабелів, роз’ємів та флаконів
- перевірка стабільності вакууму та подачі розчину перед початком робочого дня

13.2. Періодичне обслуговування

Періодичність	Дії
1 раз на тиждень	Огляд корпусу, дисплея, шлангів, маніпул, флаконів та роз’ємів. Очищення важкодоступних ділянок.
1 раз на місяць	Перевірка стабільності вакууму, подачі розчинів, роботи RF, УЗ та LED режимів.
1 раз на 6 місяців	Профілактичний огляд у сервісному центрі або за погодженням з постачальником.
1 раз на рік	Повне технічне обслуговування та перевірка робочих параметрів.

13.3. Заборонено

- розбирати апарат самостійно
- використовувати апарат при пошкодженому корпусі, кабелі, шлангах або маніпулах
- заливати не рекомендовані розчини у флакони
- занурювати будь-які частини апарата у воду
- перекривати вентиляційні отвори під час роботи
- працювати з переповненим флаконом для відходів

14. Транспортування та зберігання

Умови транспортування

- транспортування здійснюється у заводській упаковці виробника
- допустимі види транспорту: автомобільний, залізничний, авіаційний та морський
- апарат слід захищати від ударів, падіння, атмосферних опадів та прямих сонячних променів
- перед транспортуванням необхідно злити залишки рідини з флаконів та системи
- перед відправленням кожен апарат проходить перевірку працездатності та комплектації

Умови зберігання

- зберігати у сухому, чистому та провітрюваному приміщенні
- не допускати надмірної вологості та дії агресивних речовин
- не зберігати апарат під прямими сонячними променями
- маніпули, флакони, шланги та кабелі зберігати без перегинів і натягування
- зберігати у місцях, недоступних для дітей

Варіанти поставки

- В наявності у Львові — швидка відправка протягом 1–2 днів.
- Авіа доставка — орієнтовний термін 3–4 тижні.
- Морська доставка — орієнтовний термін 70–80 днів.
- Самовивіз у м. Львів за попереднім погодженням.

Важливо:

Терміни доставки можуть змінюватися залежно від наявності обладнання, способу поставки та роботи логістичних служб.

15. Гарантійні зобов’язання

Постачальник гарантує відповідність апарата вимогам технічної документації за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання, викладених у цьому паспорті.

Параметр	Значення
Гарантійний термін на апарат	1 рік з дати продажу
Початок гарантійного терміну	Дата продажу, зафіксована у гарантійному талоні або видаткових документах
Спосіб проведення гарантійного ремонту	У сервісному центрі постачальника
Післяпродажне обслуговування	Онлайн технічна підтримка

Гарантія НЕ поширюється на наступні випадки:

- механічні пошкодження корпусу, дисплея, маніпул, флаконів, шлангів або кабелю
- пошкодження через неправильне транспортування, зберігання або експлуатацію
- потрапляння рідини всередину апарата
- самостійний ремонт або втручання третіх осіб без погодження з постачальником
- пошкодження, спричинені нестабільним електроживленням
- використання не рекомендованих розчинів або порушення правил очищення системи

Як отримати гарантійне обслуговування

1. Зберігайте гарантійні документи та підтвердження покупки.
2. У разі виявлення несправності зверніться за телефоном +380 68 960 02 33.
3. Опишіть проблему та надайте серійний номер апарата і дату продажу.
4. Доставка апарата до сервісного центру здійснюється за погодженням з постачальником.

16. Відомості про виробника та постачальника

Виробник

Параметр	Значення
Модель / артикул	Hydra 7 в 1 / Hydra
Країна виробництва	Китай
Тип обладнання	Апарат гідропілінгу / косметологічний комбайн
Живлення	110/220 В, 50–60 Гц
Матеріал корпусу	АБС-пластик
Сертифікація	CE

Офіційний постачальник в Україні

Параметр	Значення
Найменування	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Контактний телефон	+380 68 960 02 33
Веб-сайт	spine-academy.com
Графік роботи	Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сервісна підтримка	Онлайн технічна підтримка

Способи оплати

- Готівковий розрахунок (самовивіз)
- Оплата на ФОП / рахунок
- Безготівковий розрахунок по рахунку для юридичних осіб
- Оплата частинами від Приват банку (5 платежів)
- Післяплата на відділенні Нової Пошти
- Ціна апарату гідропілінгу Hydra 7 в 1 — 52 000 грн.

Умови повернення та обміну

Повернення та обмін товару здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». Обладнання належної якості може бути повернене протягом 14 днів за умови збереження товарного вигляду, комплектації та відсутності слідів експлуатації.

17. Свідоцтво про приймання

Цим засвідчується, що апарат гідропілінгу Hydra 7 в 1 пройшов передпродажну перевірку, відповідає технічним характеристикам, наведеним у розділі 5 цього паспорта, і визнаний придатним до експлуатації.

Серійний номер апарата	_____
Дата виготовлення	_____
Дата проведення перевірки	_____
Підпис відповідальної особи	_____
Печатка постачальника	_____

Відомості про продаж

Дата продажу	_____
Номер договору / накладної	_____
Найменування продавця	Школа реабілітації «Експерт»
Прізвище менеджера	_____
Підпис продавця	_____
Підпис покупця (підтверджую отримання, ознайомлення з паспортом)	_____

© Школа реабілітації «Експерт». Усі права захищені.

Технічний паспорт є невід'ємною частиною виробу. Зберігайте до завершення терміну експлуатації.