ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Апарат вібраційного масажу

G5

Лабільна вібрація · 5 змінних насадок · Механічний інтерфейс



Призначення:

G5 — професійний вібромасажер для салонів масажу, косметологічних кабінетів і реабілітаційних центрів. Працює за принципом лабільної вібрації та забезпечує механічний масаж глибоких шарів м’язів і підшкірно-жирової клітковини.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л

+380 68 960 02 33 · spine-academy.com

Зміст

1. Загальні відомості про виріб
2. Призначення та сфера застосування
3. Принцип дії
4. Технічні характеристики
5. Комплект поставки
6. Робочі елементи та насадки
7. Показання до застосування
8. Протипоказання
9. Підготовка до роботи
10. Експлуатація
11. Технічне обслуговування
12. Транспортування та зберігання
13. Гарантійні зобов’язання
14. Відомості про виробника та постачальника
15. Свідоцтво про приймання

1. Загальні відомості про виріб

Цей технічний паспорт є документом, який засвідчує основні параметри, технічні характеристики, комплектність та умови експлуатації виробу. Документ повинен зберігатися протягом усього строку експлуатації апарату.

Найменування виробу	Апарат вібраційного масажу G5
Тип	Апарат вібраційного масажу
Клас вібрації	Лабільна
Частота вібрації	10–90 Гц
Кількість насадок	5 шт.
Таймер	до 30 хвилин
Інтерфейс	механічний (без електроніки)
Комплектація	апарат + 5 насадок + тримач + підставка на колесах
Живлення	220 В
Розміри упаковки	79 × 41 × 32 см
Вага	12.8 кг
Країна виробництва	Китай
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата продажу	_____

2. Призначення та сфера застосування

Апарат вібраційного масажу G5 — професійний вібромасажер для салонів масажу, косметологічних кабінетів і реабілітаційних центрів. Працює за принципом лабільної вібрації — насадка здійснює коливальні рухи з частотою від 10 до 90 Гц, проникаючи в глибокі шари м’язів і підшкірно-жирової клітковини.

На відміну від електронних апаратів, G5 має повністю механічний інтерфейс — без дисплеїв і плат. Це означає максимальну надійність, простоту обслуговування і довгий строк служби навіть при щоденному навантаженні в салоні.

П’ять змінних насадок дозволяють адаптувати масаж під різні зони і завдання — від великих м’язових груп спини і стегон до делікатних зон. Таймер до 30 хвилин забезпечує контроль тривалості процедури. Підставка на колесах дає змогу легко переміщувати апарат між кабінетами.

Сфера застосування:

- Салони масажу
- Косметологічні кабінети
- Реабілітаційні центри
- Антицелюлітні програми
- Програми лімфодренажу
- Розслаблюючий та тонізуючий масаж
- Відновлення після фізичних навантажень

Переваги апарату

Простота використання, механічний інтерфейс, 5 змінних насадок, мобільна підставка на колесах, контроль тривалості процедури за допомогою таймера.

3. Принцип дії

G5 працює за принципом лабільної вібрації. Робоча насадка виконує коливальні рухи з частотою від 10 до 90 Гц, передаючи механічний імпульс тканинам. Завдяки цьому досягається глибокий вібраційний вплив на м’язи, підшкірно-жирову клітковину та мікроциркуляторне русло.

Вібраційний масаж сприяє покращенню кровообігу, лімфовідтоку, розслабленню м’язів після навантажень та зменшенню застійних явищ у тканинах. При використанні спеціальних насадок апарат може застосовуватися в антицелюлітних і моделюючих програмах.

Основні ефекти впливу:

- Покращення мікроциркуляції крові
- Стимуляція лімфодренажу
- Розслаблення м’язів та зменшення спазмів
- Зменшення проявів целюліту
- Покращення трофіки тканин
- Підтримка відновлення після фізичних навантажень

4. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Тип	Апарат вібраційного масажу
Клас вібрації	Лабільна
Частота вібрації	10–90 Гц
Кількість насадок	5 шт.
Таймер	до 30 хвилин
Інтерфейс	Механічний (без електроніки)
Живлення	220 В
Розміри упаковки	79 × 41 × 32 см
Вага	12.8 кг
Країна виробництва	Китай

Примітка щодо параметрів

Усі технічні параметри наведені згідно з даними постачальника. Виробник може вносити неістотні зміни до конструкції, комплектації та зовнішнього вигляду без попередження.

5. Комплект поставки

№	Найменування	Кількість
1	Основний блок апарату G5	1 шт
2	Кабель живлення (220 В)	1 шт
3	Підставка на колесах	1 шт
4	Тримач насадок	1 шт
5	Насадка №1 — кулеподібна	1 шт
6	Насадка №2 — плоска	1 шт
7	Насадка №3 — гребінцева	1 шт
8	Насадка №4 — конусна	1 шт
9	Насадка №5 — антицелюлітна	1 шт

6. Робочі елементи та насадки

Апарат комплектується п’ятьма насадками для роботи з різними анатомічними зонами та клінічними/косметологічними задачами.

Насадка	Характеристика	Призначення
№1 — кулеподібна	Універсальна насадка	Загальний розслаблюючий масаж великих м’язових груп спини, стегон, сідниць
№2 — плоска	Рівномірний контакт з тканиною	Рівномірний вібраційний вплив на широкі зони, розігрів тканин перед процедурою
№3 — гребінцева	Сегментарний вплив	Опрацювання паравертебральних м’язів вздовж хребта, розслаблення спазмів
№4 — конусна	Точковий вплив	Робота з тригерними зонами, вузловими ущільненнями і проблемними ділянками
№5 — антицелюлітна	Інтенсивний вібраційний масаж	Робота з жировими відкладеннями, корекція целюліту

Примітка

Вибір насадки, інтенсивності та тривалості процедури здійснюється кваліфікованим спеціалістом залежно від зони впливу та поставленого завдання.

7. Показання до застосування

Вібраційний масажер G5 застосовується в масажній практиці, косметології та реабілітації для покращення трофіки тканин, зменшення м’язового напруження, стимуляції лімфодренажу та підтримки програм корекції фігури.

Показання до застосування:

- Целюліт I–IV ступеня
- М’язові спазми і напруження
- Втома м’язів після фізичних навантажень
- Порушення мікроциркуляції крові
- Набряки та застійні явища в тканинах
- Локальні жирові відкладення
- Реабілітація після травм і операцій
- Хронічний біль у спині та попереку
- Зниження тонусу шкіри і м’язів

8. Протипоказання

Важливо

Перед початком процедур необхідна консультація спеціаліста. Апаратні процедури не проводяться при наявності протипоказань або сумнівних клінічних станів.

№	Стан / обмеження
1	Онкологічні захворювання
2	Тромбофлебіт і варикозне розширення вен у зоні обробки
3	Гострі запальні та інфекційні захворювання
4	Переломи та пошкодження кісток
5	Вагітність
6	Захворювання шкіри у зоні обробки
7	Порушення згортання крові
8	Серцева недостатність

9. Підготовка до роботи

9.1. Розпакування апарату

1. Перевірити цілісність упаковки та відсутність механічних пошкоджень.
2. Обережно витягнути апарат та комплектуючі з пакувальної тари.
3. Провести зовнішній огляд корпусу, кабелю живлення, підставки та насадок.
4. Звірити фактичний комплект з переліком у розділі 5.
5. У разі пошкодження або некомплектності звернутися до постачальника.

9.2. Підключення та перша перевірка

1. Встановити апарат на рівну суху поверхню або на штатну підставку на колесах.
2. Переконатися, що параметри електромережі відповідають 220 В.
3. Підключити кабель живлення до мережі.
4. Встановити необхідну насадку.
5. Виконати тестову перевірку роботи апарату на мінімальних параметрах.

9.3. Підготовка клієнта

1. Пояснити суть процедури та очікувані відчуття.
2. Уточнити наявність протипоказань.
3. Оцінити стан шкіри та тканин у зоні впливу.
4. Розмістити клієнта у зручному положенні та забезпечити доступ до потрібної зони.
5. Вибрати відповідну насадку та тривалість процедури.

10. Експлуатація

10.1. Послідовність процедури

1. Увімкнути апарат та встановити потрібну насадку.
2. Налаштувати інтенсивність вібрації відповідно до зони обробки.
3. Встановити таймер процедури (до 30 хвилин).
4. Починати роботу з мінімального рівня та поступово підвищувати інтенсивність.
5. Проводити процедуру плавними рухами, контролюючи реакцію тканин та відчуття клієнта.
6. Після завершення процедури вимкнути апарат, зняти насадку та очистити її.

10.2. Орієнтовні напрями використання

Тип процедури	Насадка	Зона	Особливості
Загальний вібраційний масаж	№1, №2	Спина, стегна, сідниці	Розслаблення, покращення кровообігу
Сегментарний масаж	№3	Паравертебральна зона	Робота вздовж хребта, зменшення м’язового спазму
Точковий вплив	№4	Тригерні зони	Локальний вплив на ущільнення і проблемні ділянки
Антицелюлітний масаж	№5	Живіт, стегна, сідниці	Інтенсивний вплив на жирові відкладення і тканини

Курс процедур

Кількість процедур, тривалість сеансу та інтенсивність впливу визначаються спеціалістом індивідуально залежно від зони обробки, стану тканин та задачі.

11. Технічне обслуговування

11.1. Щоденне обслуговування

- Очищення корпусу апарату сухою або злегка вологою серветкою.
- Очищення та дезинфекція насадок після кожної процедури.
- Контроль цілісності кабелю живлення та кріплень.
- Перевірка справності насадок перед початком роботи.

11.2. Періодичне обслуговування

Періодичність	Дії
1 раз на тиждень	Огляд корпусу, кабелю, насадок і кріплень; очищення важкодоступних ділянок.
1 раз на місяць	Перевірка стабільності роботи та механічних елементів.
1 раз на 6 місяців	Профілактичний огляд у сервісному центрі або за погодженням з постачальником.
1 раз на рік	Повне технічне обслуговування та перевірка робочих параметрів.

11.3. Заборонено

- Розбирати апарат самостійно.
- Використовувати апарат при пошкодженні корпусу, кабелю або насадок.
- Занурювати корпус у воду.
- Застосовувати агресивні хімічні засоби для очищення.
- Проводити процедури без урахування протипоказань.

12. Транспортування та зберігання

Умови транспортування

- Транспортування здійснюється у заводській упаковці виробника.
- Допустимі види транспорту: автомобільний, залізничний, авіаційний та морський.
- Апарат слід захищати від ударів, падіння, атмосферних опадів та прямих сонячних променів.
- Перед відправленням кожен апарат проходить перевірку працездатності та комплектації.

Умови зберігання

- Зберігати у сухому, чистому та провітрюваному приміщенні.
- Не допускати надмірної вологості та дії агресивних речовин.
- Насадки зберігати в чистому та сухому стані.
- Зберігати у місцях, недоступних для дітей.

Варіанти поставки

- В наявності у Львові — швидка відправка протягом 1–2 днів.
- Авіа доставка — орієнтовний термін 3–4 тижні.
- Морська доставка — орієнтовний термін 70–80 днів.
- Самовивіз у м. Львів за попереднім погодженням.

Важливо

Терміни доставки можуть змінюватися залежно від наявності обладнання, способу поставки та роботи логістичних служб.

13. Гарантійні зобов’язання

Постачальник гарантує відповідність апарату вимогам технічної документації за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання, викладених у цьому паспорті.

Параметр	Значення
Гарантійний термін на апарат	12 місяців з дати продажу
Початок гарантійного терміну	Дата продажу, зафіксована у гарантійному талоні або видаткових документах
Спосіб проведення гарантійного ремонту	У сервісному центрі постачальника
Післяпродажне обслуговування	Онлайн технічна підтримка

Гарантія НЕ поширюється на наступні випадки:

- Механічні пошкодження корпусу, насадок або кабелю.
- Пошкодження через неправильне транспортування, зберігання або експлуатацію.
- Потрапляння рідини всередину апарату.
- Самостійний ремонт або втручання третіх осіб без погодження з постачальником.
- Пошкодження, спричинені нестабільним електроживленням.

Як отримати гарантійне обслуговування

1. Зберігайте гарантійні документи та підтвердження покупки.
2. У разі виявлення несправності зверніться за телефоном +380 68 960 02 33.
3. Опишіть проблему та надайте серійний номер апарату і дату продажу.
4. Доставка апарату до сервісного центру здійснюється за погодженням з постачальником.

14. Відомості про виробника та постачальника

Виробник

Параметр	Значення
Модель	G5
Країна виробництва	Китай
Тип обладнання	Апарат вібраційного масажу
Частота вібрації	10–90 Гц
Живлення	220 В

Офіційний постачальник в Україні

Параметр	Значення
Найменування	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Контактний телефон	+380 68 960 02 33
Веб-сайт	spine-academy.com
Графік роботи	Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сервісна підтримка	Онлайн технічна підтримка

15. Свідоцтво про приймання

Цим засвідчується, що апарат вібраційного масажу G5 пройшов передпродажну перевірку, відповідає технічним характеристикам, наведеним у розділі 4 цього паспорта, і визнаний придатним до експлуатації.

Серійний номер апарату	_____
Дата виготовлення	_____
Дата проведення перевірки	_____
Підпис відповідальної особи	_____
Печатка постачальника	_____

Відомості про продаж

Дата продажу	_____
Номер договору / накладної	_____
Найменування продавця	Школа реабілітації «Експерт»
Прізвище менеджера	_____
Підпис продавця	_____
Підпис покупця (підтверджую отримання, ознайомлення з паспортом)	_____

© Школа реабілітації «Експерт». Усі права захищені.

Технічний паспорт є невід'ємною частиною виробу. Зберігайте до завершення терміну експлуатації.