ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Вакуумний вібромасажер

G8

Вібраційний масаж · Вакуум 90 кПа · 5 насадок



Призначення:

G8 — професійний вакуумний вібромасажер для масажних кабінетів, SPA-центрів і косметологічних салонів. Поєднує вібраційний вплив та вакуумне всмоктування тканин для антицелюлітних програм, корекції фігури та лімфодренажного масажу.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л

+380 68 960 02 33 · spine-academy.com

Зміст

1. Загальні відомості про виріб
2. Призначення та сфера застосування
3. Принцип дії
4. Технічні характеристики
5. Комплект поставки
6. Робочі елементи та насадки
7. Показання до застосування
8. Протипоказання
9. Підготовка до роботи
10. Експлуатація
11. Технічне обслуговування
12. Транспортування та зберігання
13. Гарантійні зобов’язання
14. Відомості про виробника та постачальника
15. Свідоцтво про приймання

1. Загальні відомості про виріб

Цей технічний паспорт є документом, який засвідчує основні параметри, технічні характеристики, комплектність та умови експлуатації виробу. Документ повинен зберігатися протягом усього строку експлуатації апарату.

Найменування виробу	Вакуумний вібромасажер G8
Тип	Вакуумний вібромасажер
Клас вібрації	Лабільна
Швидкість обертання	400–5200 об/хв
Вакуумний тиск маніпули	90 кПа
Кількість насадок	5 шт. + 1 вакуумна маніпула
Таймер	до 30 хвилин
Інтерфейс	механічний (без електроніки)
Зони обробки	тіло, ноги, руки, живіт, стегна
Живлення	220 В
Розміри упаковки	111 × 49 × 47 см
Вага	55 кг
Країна виробництва	Китай
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата продажу	_____

2. Призначення та сфера застосування

Вакуумний вібромасажер G8 — професійний апарат для антицелюлітного масажу, який поєднує вібраційний вплив і вакуумне всмоктування тканин в одному корпусі. Швидкість обертання від 400 до 5200 об/хв дозволяє плавно переходити від м’якого розігріваючого режиму до інтенсивного глибокого масажу.

Вакуумна маніпула з тиском 90 кПа захоплює шкіру і підшкірно-жирову клітковину, механічно опрацьовуючи фіброзні перетяжки целюліту і активуючи лімфатичну систему. У поєднанні з вібрацією ефект посилюється — покращується мікроциркуляція крові, зменшуються локальні жирові відкладення і підтягується шкіра.

П’ять змінних насадок для вібраційного масажу закривають всі зони тіла — живіт, стегна, сідниці, руки і ноги. Таймер до 30 хвилин і підставка на колесах забезпечують зручність роботи в салоні. Механічний інтерфейс без електроніки гарантує надійність і довгий строк служби.

Сфера застосування:

- Масажні кабінети
- SPA-центри
- Косметологічні салони
- Антицелюлітні програми
- Корекція фігури
- Лімфодренажні процедури
- Відновлювальний масаж після фізичних навантажень

Переваги апарату

Поєднання вакуумної маніпули та лабільної вібрації, механічне керування, висока швидкість обертання, 5 змінних насадок, таймер до 30 хвилин і мобільна підставка на колесах.

3. Принцип дії

G8 працює за принципом комбінованого механічного впливу: лабільна вібрація поєднується з вакуумним захопленням тканин. Вібраційні насадки передають коливальні рухи на м’язи та підшкірно-жирову клітковину, а вакуумна маніпула створює локальне всмоктування, механічно розминаючи тканини.

Комбінація вакууму та вібрації покращує мікроциркуляцію, стимулює лімфодренаж, зменшує застійні явища та підтримує антицелюлітні програми. Регулювання швидкості обертання від 400 до 5200 об/хв дозволяє адаптувати процедуру від делікатного розігріву до інтенсивного опрацювання тканин.

Основні ефекти впливу:

- Стимуляція лімфодренажу
- Покращення мікроциркуляції крові
- Механічне опрацювання підшкірно-жирової клітковини
- Зменшення проявів целюліту
- Розслаблення м’язів та зменшення спазмів
- Підтримка тонусу і пружності шкіри
- Відновлення після фізичних навантажень

4. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Тип	Вакуумний вібромасажер
Швидкість обертання	400–5200 об/хв
Вакуумний тиск маніпули	90 кПа
Клас вібрації	Лабільна
Кількість насадок	5 шт. + 1 вакуумна маніпула
Таймер	до 30 хвилин
Інтерфейс	механічний (без електроніки)
Зони обробки	тіло, ноги, руки, живіт, стегна
Живлення	220 В
Розміри упаковки	111 × 49 × 47 см
Вага	55 кг
Країна виробництва	Китай

Примітка щодо параметрів

Усі технічні параметри наведені згідно з даними постачальника. Виробник може вносити неістотні зміни до конструкції, комплектації та зовнішнього вигляду без попередження.

5. Комплект поставки

№	Найменування	Кількість
1	Основний блок апарату G8	1 шт
2	Кабель живлення (220 В)	1 шт
3	Підставка на колесах	1 шт
4	Тримач насадок	1 шт
5	Насадка №1 — кулеподібна	1 шт
6	Насадка №2 — плоска	1 шт
7	Насадка №3 — гребінцева	1 шт
8	Насадка №4 — конусна	1 шт
9	Насадка №5 — антицелюлітна	1 шт
10	Вакуумна маніпула 90 кПа	1 шт

6. Робочі елементи та насадки

Апарат комплектується п’ятьма насадками для вібраційного масажу та окремою вакуумною маніпулою. Це дозволяє працювати з різними зонами тіла та поєднувати розслаблюючий, лімфодренажний і антицелюлітний вплив.

Насадка / елемент	Характеристика	Призначення
№1 — кулеподібна	Універсальна насадка	Загальний розслаблюючий масаж великих м’язових груп спини, стегон, сідниць
№2 — плоска	Рівномірний контакт з тканиною	Рівномірний вібраційний вплив на широкі зони, розігрів тканин
№3 — гребінцева	Сегментарний вплив	Опрацювання паравертебральних м’язів вздовж хребта, розслаблення спазмів
№4 — конусна	Точковий вплив	Робота з тригерними зонами і вузловими ущільненнями
№5 — антицелюлітна	Інтенсивний вібраційний масаж	Опрацювання жирових відкладень і зон целюліту
Вакуумна маніпула	90 кПа	Захоплення і розминання підшкірно-жирової клітковини, активація лімфодренажу

Примітка

Вибір насадки, інтенсивності та тривалості процедури здійснюється кваліфікованим спеціалістом залежно від зони впливу та поставленого завдання.

7. Показання до застосування

Вакуумний вібромасажер G8 застосовується в масажній практиці, косметології та реабілітації для антицелюлітного масажу, покращення мікроциркуляції, лімфодренажу та відновлення після навантажень.

Показання до застосування:

- Целюліт I–IV ступеня
- Локальні жирові відкладення (живіт, стегна, боки, сідниці)
- М’язові спазми і напруження
- Втома м’язів після фізичних навантажень
- Порушення мікроциркуляції крові
- Набряки та застійні явища в тканинах
- Зниження тонусу і пружності шкіри
- Реабілітація після травм і операцій
- Хронічний біль у спині та попереку

8. Протипоказання

Важливо

Перед початком процедур необхідна консультація спеціаліста. Апаратні процедури не проводяться при наявності протипоказань або сумнівних клінічних станів.

№	Стан / обмеження
1	Онкологічні захворювання
2	Тромбофлебіт і варикозне розширення вен у зоні обробки
3	Гострі запальні та інфекційні захворювання
4	Переломи та пошкодження кісток
5	Вагітність
6	Захворювання шкіри у зоні обробки
7	Порушення згортання крові
8	Серцева недостатність

9. Підготовка до роботи

9.1. Розпакування апарату

1. Перевірити цілісність упаковки та відсутність механічних пошкоджень.
2. Обережно витягнути апарат та комплектуючі з пакувальної тари.
3. Провести зовнішній огляд корпусу, кабелю живлення, підставки, насадок та вакуумної маніпули.
4. Звірити фактичний комплект з переліком у розділі 5.
5. У разі пошкодження або некомплектності звернутися до постачальника.

9.2. Підключення та перша перевірка

1. Встановити апарат на рівну суху поверхню або на штатну підставку на колесах.
2. Переконатися, що параметри електромережі відповідають 220 В.
3. Підключити кабель живлення до мережі.
4. Встановити необхідну вібраційну насадку або підключити вакуумну маніпулу.
5. Виконати тестову перевірку роботи апарату на мінімальних параметрах.

9.3. Підготовка клієнта

1. Пояснити суть процедури та очікувані відчуття.
2. Уточнити наявність протипоказань.
3. Оцінити стан шкіри та тканин у зоні впливу.
4. Розмістити клієнта у зручному положенні та забезпечити доступ до потрібної зони.
5. Вибрати відповідну насадку або вакуумну маніпулу та тривалість процедури.

10. Експлуатація

10.1. Послідовність процедури

1. Увімкнути апарат та встановити потрібну насадку або вакуумну маніпулу.
2. Налаштувати інтенсивність відповідно до зони обробки.
3. Встановити таймер процедури (до 30 хвилин).
4. Починати роботу з мінімального рівня та поступово підвищувати інтенсивність.
5. Проводити процедуру плавними рухами, контролюючи реакцію тканин та відчуття клієнта.
6. Після завершення процедури вимкнути апарат, зняти насадку та очистити її.

10.2. Орієнтовні напрями використання

Тип процедури	Елемент	Зона	Особливості
Загальний вібраційний масаж	№1, №2	Спина, стегна, сідниці	Розслаблення, покращення кровообігу
Сегментарний масаж	№3	Паравертебральна зона	Робота вздовж хребта, зменшення м’язового спазму
Точковий вплив	№4	Тригерні зони	Локальний вплив на ущільнення і проблемні ділянки
Антицелюлітний масаж	№5	Живіт, стегна, сідниці	Інтенсивний вплив на жирові відкладення
Вакуумний масаж	Вакуумна маніпула	Тіло, стегна, живіт	Захоплення тканин, лімфодренаж, корекція целюліту

Курс процедур

Кількість процедур, тривалість сеансу та інтенсивність впливу визначаються спеціалістом індивідуально залежно від зони обробки, стану тканин та задачі.

11. Технічне обслуговування

11.1. Щоденне обслуговування

- Очищення корпусу апарату сухою або злегка вологою серветкою.
- Очищення та дезинфекція насадок після кожної процедури.
- Очищення вакуумної маніпули після кожного використання.
- Контроль цілісності кабелю живлення та кріплень.
- Перевірка справності насадок перед початком роботи.

11.2. Періодичне обслуговування

Періодичність	Дії
1 раз на тиждень	Огляд корпусу, кабелю, насадок, вакуумної маніпули і кріплень; очищення важкодоступних ділянок.
1 раз на місяць	Перевірка стабільності роботи та механічних елементів.
1 раз на 6 місяців	Профілактичний огляд у сервісному центрі або за погодженням з постачальником.
1 раз на рік	Повне технічне обслуговування та перевірка робочих параметрів.

11.3. Заборонено

- Розбирати апарат самостійно.
- Використовувати апарат при пошкодженні корпусу, кабелю, насадок або вакуумної маніпули.
- Занурювати корпус у воду.
- Застосовувати агресивні хімічні засоби для очищення.
- Проводити процедури без урахування протипоказань.

12. Транспортування та зберігання

Умови транспортування

- Транспортування здійснюється у заводській упаковці виробника.
- Допустимі види транспорту: автомобільний, залізничний, авіаційний та морський.
- Апарат слід захищати від ударів, падіння, атмосферних опадів та прямих сонячних променів.
- Перед відправленням кожен апарат проходить перевірку працездатності та комплектації.

Умови зберігання

- Зберігати у сухому, чистому та провітрюваному приміщенні.
- Не допускати надмірної вологості та дії агресивних речовин.
- Насадки та вакуумну маніпулу зберігати в чистому та сухому стані.
- Зберігати у місцях, недоступних для дітей.

Варіанти поставки

- В наявності у Львові — швидка відправка протягом 1–2 днів.
- Авіа доставка — орієнтовний термін 3–4 тижні.
- Морська доставка — орієнтовний термін 70–80 днів.
- Самовивіз у м. Львів за попереднім погодженням.

Важливо

Терміни доставки можуть змінюватися залежно від наявності обладнання, способу поставки та роботи логістичних служб.

13. Гарантійні зобов’язання

Постачальник гарантує відповідність апарату вимогам технічної документації за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання, викладених у цьому паспорті.

Параметр	Значення
Гарантійний термін на апарат	12 місяців з дати продажу
Початок гарантійного терміну	Дата продажу, зафіксована у гарантійному талоні або видаткових документах
Спосіб проведення гарантійного ремонту	У сервісному центрі постачальника
Післяпродажне обслуговування	Онлайн технічна підтримка

Гарантія НЕ поширюється на наступні випадки:

- Механічні пошкодження корпусу, насадок, вакуумної маніпули або кабелю.
- Пошкодження через неправильне транспортування, зберігання або експлуатацію.
- Потрапляння рідини всередину апарату.
- Самостійний ремонт або втручання третіх осіб без погодження з постачальником.
- Пошкодження, спричинені нестабільним електроживленням.

Як отримати гарантійне обслуговування

1. Зберігайте гарантійні документи та підтвердження покупки.
2. У разі виявлення несправності зверніться за телефоном +380 68 960 02 33.
3. Опишіть проблему та надайте серійний номер апарату і дату продажу.
4. Доставка апарату до сервісного центру здійснюється за погодженням з постачальником.

14. Відомості про виробника та постачальника

Виробник

Параметр	Значення
Модель	G8
Країна виробництва	Китай
Тип обладнання	Вакуумний вібромасажер
Швидкість обертання	400–5200 об/хв
Вакуумний тиск	90 кПа
Живлення	220 В

Офіційний постачальник в Україні

Параметр	Значення
Найменування	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Контактний телефон	+380 68 960 02 33
Веб-сайт	spine-academy.com
Графік роботи	Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сервісна підтримка	Онлайн технічна підтримка

15. Свідоцтво про приймання

Цим засвідчується, що вакуумний вібромасажер G8 пройшов передпродажну перевірку, відповідає технічним характеристикам, наведеним у розділі 4 цього паспорта, і визнаний придатним до експлуатації.

Серійний номер апарату	_____
Дата виготовлення	_____
Дата проведення перевірки	_____
Підпис відповідальної особи	_____
Печатка постачальника	_____

Відомості про продаж

Дата продажу	_____
Номер договору / накладної	_____
Найменування продавця	Школа реабілітації «Експерт»
Прізвище менеджера	_____
Підпис продавця	_____
Підпис покупця (підтверджую отримання, ознайомлення з паспортом)	_____

© Школа реабілітації «Експерт». Усі права захищені.

Технічний паспорт є невід'ємною частиною виробу. Зберігайте до завершення терміну експлуатації.