ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Вакуумно-роликовий апарат

LPG V9 Vela

Вакуумно-роликовий масаж · RF-ліфтинг · Кавітація · ІЧ-випромінювання



Призначення:

LPG V9 Vela — професійне косметологічне обладнання для комплексної корекції фігури, боротьби з целюлітом і підтягування шкіри. Апарат поєднує чотири технології в одному корпусі.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л

+380 68 960 02 33 · spine-academy.com

Зміст

1. Загальні відомості про виріб
2. Призначення та сфера застосування
3. Принцип дії
4. Технічні характеристики
5. Комплект поставки
6. Робочі елементи та маніпули
7. Показання до застосування
8. Протипоказання
9. Підготовка до роботи
10. Експлуатація
11. Технічне обслуговування
12. Транспортування та зберігання
13. Гарантійні зобов’язання
14. Відомості про виробника та постачальника
15. Свідоцтво про приймання

1. Загальні відомості про виріб

Цей технічний паспорт є документом, який засвідчує основні параметри, технічні характеристики, комплектність та умови експлуатації виробу. Документ повинен зберігатися протягом усього строку експлуатації апарату.

Найменування виробу	Вакуумно-роликовий апарат LPG V9 Vela
Назва моделі	V9 Vela
Артикул	SN-JF21
Тип обладнання	Професійний косметологічний апарат для корекції фігури та роботи з обличчям
Технології	Вакуумно-роликовий масаж (LPG), RF-ліфтинг, кавітація, ІЧ-випромінювання
Кількість маніпул	5 шт.
Живлення	110/220 В, 50–60 Гц
Сертифікація	CE
Розміри упаковки	61 × 57 × 57 см
Вага	43 кг
Країна виробництва	Китай (Guangdong)
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата продажу	_____

2. Призначення та сфера застосування

Вакуумно-роликовий апарат LPG V9 Vela — професійне косметологічне обладнання для комплексної корекції фігури, боротьби з целюлітом і підтягування шкіри. Апарат поєднує чотири технології в одному корпусі: вакуумно-роликовий масаж, RF-ліфтинг, ультразвукову кавітацію та інфрачервоне випромінювання.

В комплекті 5 маніпул для роботи з різними зонами тіла — стегна, живіт, сідниці, руки, обличчя. Вакуумний тиск регулюється від 0 до 100 кПа, що дозволяє налаштовувати інтенсивність процедури під кожного клієнта.

Апарат підходить для салонів краси, SPA-центрів та косметологічних кабінетів. Після курсу процедур помітно зменшується целюліт, коригується силует, підвищується тонус і пружність шкіри.

Сфера застосування:

- Салони краси
- SPA-центри
- Косметологічні кабінети
- Програми корекції фігури
- Антицелюлітні програми
- RF-ліфтинг тіла та обличчя
- Лімфодренажні та моделюючі процедури

Переваги апарату

Мультифункціональність, 5 маніпул у комплекті, регульований вакуумний тиск, поєднання LPG-масажу, RF-ліфтингу, кавітації та ІЧ-випромінювання в одному пристрої.

3. Принцип дії

LPG V9 Vela працює на основі комбінації чотирьох косметологічних технологій. Вакуумно-роликовий масаж активує мікроциркуляцію, стимулює лімфовідтік та механічно опрацьовує жирову тканину, сприяючи зменшенню проявів целюліту.

RF-ліфтинг забезпечує контрольований прогрів тканин, що стимулює неоколагенез, покращує пружність шкіри та підтримує ефект підтягування. Кавітаційна маніпула 40 кГц сприяє безопераційній роботі з локальними жировими відкладеннями. Інфрачервоне випромінювання підсилює локальний прогрів та комфорт процедури.

Основні ефекти впливу:

- Зменшення целюліту
- Підтягування і зміцнення шкіри
- Покращення лімфодренажу та мікроциркуляції
- Підтримка корекції локальних жирових відкладень
- Зменшення набряковості
- Підвищення тонусу шкіри
- Комфортний апаратний масаж тіла та обличчя

4. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Назва моделі	V9 Vela
Артикул	SN-JF21
Технології	Вакуумно-роликовий масаж (LPG), RF-ліфтинг, кавітація, ІЧ-випромінювання
Кількість маніпул	5 шт.
Частота кавітації	40 кГц
Частота RF	5 МГц
Довжина хвилі ІЧ	650 нм
Вакуумний тиск	0–100 кПа
Живлення	110/220 В, 50–60 Гц
Сертифікація	CE
Розміри упаковки	61 × 57 × 57 см
Вага	43 кг
Країна виробництва	Китай (Guangdong)

Примітка щодо параметрів

Усі технічні параметри наведені згідно з даними постачальника. Виробник може вносити неістотні зміни до конструкції, комплектації та зовнішнього вигляду без попередження.

5. Комплект поставки

№	Найменування	Кількість
1	Основний блок апарату LPG V9 Vela	1 шт
2	Штекер EU (220 В)	1 шт
3	Маніпула №1 — велика роликова (тіло)	1 шт
4	Маніпула №2 — мала роликова (тіло)	1 шт
5	Маніпула №3 — кавітаційна	1 шт
6	Маніпула №4 — для обличчя	1 шт
7	Маніпула №5 — для зони очей	1 шт

6. Робочі елементи та маніпули

Апарат комплектується п’ятьма маніпулами для роботи з різними анатомічними зонами та косметологічними задачами.

Маніпула	Характеристика	Призначення
№1 — велика роликова (тіло)	Вакуум + 4 механічних ролики	Хвильовий глибокий масаж великих зон: стегна, сідниці, живіт
№2 — мала роликова (тіло)	Вакуум + 4 механічних ролики	Опрацювання менших зон і рельєфних ділянок
№3 — кавітаційна	Ультразвук 40 кГц	Глибоке проникнення енергії, стимуляція кровообігу
№4 — для обличчя	Вакуум + ІЧ-випромінювання + RF	Ліфтинг, покращення мікроциркуляції в зоні обличчя та декольте
№5 — для зони очей	Вакуум + тепло	Зняття набряків і втоми в періорбітальній зоні

Примітка

Вибір маніпули, параметрів та тривалості процедури здійснюється кваліфікованим спеціалістом залежно від зони обробки та косметологічної задачі.

7. Показання до застосування

Апарат LPG V9 Vela застосовується в апаратній косметології для комплексної корекції фігури, зменшення проявів целюліту, покращення мікроциркуляції та ліфтингу шкіри обличчя і тіла.

Показання до застосування:

- Целюліт I–IV ступеня
- Локальні жирові відкладення (живіт, стегна, сідниці, руки)
- В’яла шкіра, зниження тонусу і пружності
- Набряки та порушення лімфовідтоку
- Корекція фігури після вагітності або схуднення
- Птоз м’яких тканин обличчя
- Набряки та втома в периорбітальній зоні
- Профілактика і лікування розтяжок

8. Протипоказання

Важливо

Перед початком процедур необхідна консультація спеціаліста. Апаратні процедури не проводяться при наявності протипоказань або сумнівних клінічних станів.

№	Стан / обмеження
1	Онкологічні захворювання
2	Вагітність і період грудного вигодовування
3	Гострі запальні процеси і інфекційні захворювання шкіри
4	Тромбофлебіт і варикозне розширення вен у зоні обробки
5	Металеві імплантати та кардіостимулятор
6	Порушення згортання крові
7	Епілепсія

9. Підготовка до роботи

9.1. Розпакування апарату

1. Перевірити цілісність упаковки та відсутність механічних пошкоджень.
2. Обережно витягнути апарат та комплектуючі з пакувальної тари.
3. Провести зовнішній огляд корпусу, кабелів і маніпул.
4. Звірити фактичний комплект з переліком у розділі 5.
5. У разі пошкодження або некомплектності звернутися до постачальника.

9.2. Підключення та перша перевірка

1. Встановити апарат на рівну суху поверхню.
2. Переконатися, що параметри електромережі відповідають 110/220 В, 50–60 Гц.
3. Підключити апарат до мережі та приєднати потрібну маніпулу.
4. Увімкнути апарат і дочекатися запуску інтерфейсу.
5. Виконати тестову перевірку роботи маніпули на мінімальних параметрах.

9.3. Підготовка клієнта

1. Пояснити суть процедури та очікувані відчуття.
2. Уточнити наявність протипоказань.
3. Оцінити стан шкіри та тканин у зоні впливу.
4. Розмістити клієнта у зручному положенні та забезпечити доступ до потрібної зони.
5. Вибрати відповідну маніпулу та робочі параметри.

10. Експлуатація

10.1. Послідовність процедури

1. Увімкнути апарат та обрати потрібну маніпулу відповідно до зони впливу.
2. Встановити параметри інтенсивності, вакууму та, за потреби, RF/кавітації.
3. Починати роботу з мінімального рівня та поступово підвищувати інтенсивність.
4. Проводити процедуру плавними послідовними рухами, контролюючи реакцію шкіри та відчуття клієнта.
5. Після завершення процедури вимкнути апарат, очистити маніпулу та підготувати обладнання до наступного використання.

10.2. Орієнтовні напрями використання

Тип процедури	Маніпула	Зона	Особливості
Вакуумно-роликовий масаж	№1, №2	Тіло	Лімфодренаж, антицелюлітний вплив, моделювання контурів
Кавітація	№3	Живіт, стегна, боки	Підтримка корекції локальних жирових відкладень
RF + ІЧ для обличчя	№4	Обличчя, декольте	Ліфтинг, покращення тонусу та мікроциркуляції
Вакуум + тепло для зони очей	№5	Періорбітальна зона	Зменшення набряків, відчуття втоми

Курс процедур

Кількість процедур, тривалість сеансу та інтенсивність впливу визначаються спеціалістом індивідуально залежно від зони обробки, стану тканин та косметологічної задачі.

11. Технічне обслуговування

11.1. Щоденне обслуговування

- Очищення корпусу апарату сухою або злегка вологою серветкою.
- Очищення та дезинфекція маніпул після кожної процедури.
- Контроль цілісності кабелів та роз’ємів.
- Перевірка справності маніпул перед початком роботи.

11.2. Періодичне обслуговування

Періодичність	Дії
1 раз на тиждень	Огляд корпусу, кабелів, маніпул і контактних елементів; очищення важкодоступних ділянок.
1 раз на місяць	Перевірка стабільності роботи апарату та маніпул.
1 раз на 6 місяців	Профілактичний огляд у сервісному центрі або за погодженням з постачальником.
1 раз на рік	Повне технічне обслуговування та перевірка робочих параметрів.

11.3. Заборонено

- Розбирати апарат самостійно.
- Використовувати апарат при пошкодженні корпусу, кабелів або маніпул.
- Занурювати маніпули або корпус у воду.
- Застосовувати агресивні хімічні засоби для очищення.
- Проводити процедури без урахування протипоказань.

12. Транспортування та зберігання

Умови транспортування

- Транспортування здійснюється у заводській упаковці виробника.
- Допустимі види транспорту: автомобільний, залізничний, авіаційний та морський.
- Апарат слід захищати від ударів, падіння, атмосферних опадів та прямих сонячних променів.
- Перед відправленням кожен апарат проходить перевірку працездатності та комплектації.

Умови зберігання

- Зберігати у сухому, чистому та провітрюваному приміщенні.
- Не допускати надмірної вологості та дії агресивних речовин.
- Маніпули зберігати в чистому та сухому стані.
- Зберігати у місцях, недоступних для дітей.

Варіанти поставки

- В наявності у Львові — швидка відправка протягом 1–2 днів.
- Авіа доставка — орієнтовний термін 3–4 тижні.
- Морська доставка — орієнтовний термін 70–80 днів.
- Самовивіз у м. Львів за попереднім погодженням.

Важливо

Терміни доставки можуть змінюватися залежно від наявності обладнання, способу поставки та роботи логістичних служб.

13. Гарантійні зобов’язання

Постачальник гарантує відповідність апарату вимогам технічної документації за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання, викладених у цьому паспорті.

Параметр	Значення
Гарантійний термін на апарат	12 місяців з дати продажу
Початок гарантійного терміну	Дата продажу, зафіксована у гарантійному талоні або видаткових документах
Спосіб проведення гарантійного ремонту	У сервісному центрі постачальника
Післяпродажне обслуговування	Онлайн технічна підтримка

Гарантія НЕ поширюється на наступні випадки:

- Механічні пошкодження корпусу, маніпул або кабелів.
- Пошкодження через неправильне транспортування, зберігання або експлуатацію.
- Потрапляння рідини всередину апарату.
- Самостійний ремонт або втручання третіх осіб без погодження з постачальником.
- Пошкодження, спричинені нестабільним електроживленням.

Як отримати гарантійне обслуговування

1. Зберігайте гарантійні документи та підтвердження покупки.
2. У разі виявлення несправності зверніться за телефоном +380 68 960 02 33.
3. Опишіть проблему та надайте серійний номер апарату і дату продажу.
4. Доставка апарату до сервісного центру здійснюється за погодженням з постачальником.

14. Відомості про виробника та постачальника

Виробник

Параметр	Значення
Модель	V9 Vela
Артикул	SN-JF21
Країна виробництва	Китай (Guangdong)
Тип обладнання	Вакуумно-роликовий апарат
Технології	Вакуумно-роликовий масаж, RF-ліфтинг, кавітація, ІЧ-випромінювання
Живлення	110/220 В, 50–60 Гц

Офіційний постачальник в Україні

Параметр	Значення
Найменування	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Контактний телефон	+380 68 960 02 33
Веб-сайт	spine-academy.com
Графік роботи	Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сервісна підтримка	Онлайн технічна підтримка

15. Свідоцтво про приймання

Цим засвідчується, що вакуумно-роликовий апарат LPG V9 Vela пройшов передпродажну перевірку, відповідає технічним характеристикам, наведеним у розділі 4 цього паспорта, і визнаний придатним до експлуатації.

Серійний номер апарату	_____
Дата виготовлення	_____
Дата проведення перевірки	_____
Підпис відповідальної особи	_____
Печатка постачальника	_____

Відомості про продаж

Дата продажу	_____
Номер договору / накладної	_____
Найменування продавця	Школа реабілітації «Експерт»
Прізвище менеджера	_____
Підпис продавця	_____
Підпис покупця (підтверджую отримання, ознайомлення з паспортом)	_____

© Школа реабілітації «Експерт». Усі права захищені.

Технічний паспорт є невід'ємною частиною виробу. Зберігайте до завершення терміну експлуатації.