## ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Лімфодренажний апарат / апарат пресотерапії

# Air Pro

Пресотерапія · Послідовна пневмокомпресія · 8 каналів




**Призначення:**

Air Pro — професійне обладнання для пресотерапії та апаратного лімфодренажного масажу. Працює за принципом послідовної компресії та підходить для косметологічних салонів, SPA-центрів, реабілітаційних кабінетів і домашнього використання.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л

+380 68 960 02 33 · spine-academy.com

## Зміст

1. Загальні відомості про виріб
2. Призначення та сфера застосування
3. Принцип дії
4. Технічні характеристики
5. Комплект поставки
6. Робочі елементи та зони впливу
7. Показання до застосування
8. Протипоказання
9. Підготовка до роботи
10. Експлуатація
11. Технічне обслуговування
12. Транспортування та зберігання
13. Гарантійні зобов’язання
14. Відомості про виробника та постачальника
15. Свідоцтво про приймання

## 1. Загальні відомості про виріб

Цей технічний паспорт є документом, який засвідчує основні параметри, технічні характеристики, комплектність та умови експлуатації виробу. Документ повинен зберігатися протягом усього строку експлуатації апарату.

| | |
|---|---|
| Найменування виробу | Лімфодренажний апарат Air Pro |
| Тип обладнання | Професійний апарат пресотерапії та лімфодренажного масажу |
| Технологія | Пресотерапія (послідовна пневмокомпресія) |
| Кількість каналів | 8 |
| Призначення | Лімфодренаж, пресотерапія, корекція фігури, відновлювальні програми |
| Зони обробки | Ноги, руки, тулуб |
| Живлення | 220 В |
| Країна виробництва | Китай |
| Серійний номер | _____ |
| Дата виготовлення | _____ |
| Дата продажу | _____ |

## 2. Призначення та сфера застосування

Лімфодренажний апарат Air Pro — професійне обладнання для пресотерапії та апаратного лімфодренажного масажу. Працює за принципом послідовної компресії: стиснене повітря почергово наповнює камери костюма, імітуючи глибокий ручний масаж і активуючи лімфатичну систему.

8 каналів охоплюють три зони тіла одночасно — ноги, руки і тулуб. Сім рівнів тиску до 200 мм рт. ст. дозволяють налаштувати інтенсивність процедури під кожного клієнта — від м’якого відновлювального режиму до інтенсивного дренажного. Таймер до 60 хвилин забезпечує повний контроль тривалості сеансу.

Апарат підходить для косметологічних салонів, SPA-центрів, реабілітаційних кабінетів і домашнього використання. Процедура пресотерапії ефективно усуває набряки, покращує венозний відтік, зменшує целюліт і відчуття важкості в ногах.

Сфера застосування:

- Косметологічні салони
- SPA-центри
- Реабілітаційні кабінети
- Кабінети корекції фігури
- Домашнє використання за рекомендацією спеціаліста
- Відновлювальні та лімфодренажні програми

**Особливість апарату**

На відміну від ручного масажу, апаратний лімфодренаж рівномірно впливає на всі зони без фізичного навантаження на майстра. Результат помітний вже після першого курсу з 5–7 процедур.

## 3. Принцип дії

Робота апарату базується на послідовній пневмокомпресії. Компресор подає стиснене повітря в камери манжет, які почергово наповнюються та створюють контрольований тиск на тканини. Такий вплив імітує напрямлений лімфодренажний масаж.

Послідовне стискання тканин сприяє покращенню венозного відтоку, активації лімфатичної системи, зменшенню набряків і відчуття важкості. Регульований тиск дозволяє адаптувати процедуру під індивідуальну чутливість клієнта та клінічну задачу.

Основні ефекти впливу:

- Стимуляція лімфодренажу
- Покращення венозного відтоку
- Зменшення набряків ніг, рук і тулуба
- Підтримка корекції целюліту
- Зменшення відчуття важкості в ногах
- Підтримка відновлення після естетичних процедур

## 4. Технічні характеристики

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Технологія | Пресотерапія (послідовна пневмокомпресія) |
| Кількість каналів | 8 |
| Рівні тиску | 7 |
| Максимальний тиск | 200 мм рт. ст. |
| Режими інтенсивності | S (120 мм рт. ст.) / M (160 мм рт. ст.) / L (200 мм рт. ст.) |
| Зони обробки | Ноги, руки, тулуб |
| Таймер | До 60 хвилин |
| Живлення | 220 В |
| Країна виробництва | Китай |

**Примітка щодо параметрів**

Усі технічні параметри наведені згідно з даними постачальника. Виробник може вносити неістотні зміни до конструкції, комплектації та зовнішнього вигляду без попередження.

## 5. Комплект поставки

| № | Найменування | Кількість |
|---|---|---|
| 1 | Основний блок апарату Air Pro | 1 шт |
| 2 | Кабель живлення (220 В) | 1 шт |
| 3 | Чоботи для ніг | Комплект |
| 4 | Манжети для рук | Комплект |
| 5 | Пояс для тулуба | 1 шт |
| 6 | Шланги підключення манжет | Комплект |
| 7 | Інструкція з експлуатації | 1 шт |

## 6. Робочі елементи та зони впливу

Апарат Air Pro комплектується манжетами для роботи з нижніми кінцівками, руками та тулубом. Комбінація елементів дозволяє проводити комплексну процедуру пресотерапії або працювати з окремими зонами.

| Елемент | Зона | Призначення |
|---|---|---|
| Чоботи для ніг | Стопа - стегно | Послідовна компресія від стопи до стегна, покращення венозного відтоку та лімфодренаж нижніх кінцівок |
| Манжети для рук | Кисть - плече | Компресійний масаж від кисті до плеча, усунення набряків і важкості в руках |
| Пояс для тулуба | Живіт, поперек, сідниці | Вплив на зону живота, попереку та сідниць, корекція целюліту і зменшення об’ємів |
| Шланги підключення | Манжети | Передача повітря від основного блоку до камер манжет |
| Панель керування | Основний блок | Налаштування тиску, інтенсивності та тривалості процедури |

**Примітка**

Вибір зони обробки, рівня тиску та тривалості процедури здійснюється спеціалістом залежно від стану клієнта, мети процедури та переносимості компресії.

## 7. Показання до застосування

Air Pro застосовується в апаратній косметології, відновлювальних програмах та лімфодренажних процедурах для роботи з набряками, целюлітом, порушенням лімфовідтоку і відчуттям важкості в ногах.

Показання до застосування:

- Набряки ніг і рук, відчуття важкості
- Порушення лімфовідтоку та венозного кровообігу
- Целюліт I-IV ступеня
- Втома ніг після тривалого стояння або сидіння
- Корекція фігури та зменшення об’ємів
- Реабілітація після ліпосакції та інших естетичних операцій
- Профілактика варикозного розширення вен
- Зниження тонусу шкіри після схуднення або вагітності

# 8. Протипоказання

**Важливо**

Перед початком процедур необхідна консультація спеціаліста. Апаратні процедури не проводяться при наявності протипоказань або сумнівних клінічних станів.

| № | Стан / обмеження |
|---|---|
| 1 | Тромбофлебіт і тромбоз глибоких вен |
| 2 | Гострі запальні процеси в зоні обробки |
| 3 | Онкологічні захворювання |
| 4 | Вагітність |
| 5 | Серцева недостатність |
| 6 | Відкриті рани та ушкодження шкіри в зоні обробки |
| 7 | Металеві імплантати в зоні обробки |
| 8 | Порушення згортання крові |

# 9. Підготовка до роботи

## 9.1. Розпакування апарату

1. Перевірити цілісність упаковки та відсутність механічних пошкоджень.
2. Обережно витягнути апарат та комплектуючі з пакувальної тари.
3. Провести зовнішній огляд основного блоку, манжет, шлангів і кабелю живлення.
4. Звірити фактичний комплект з переліком у розділі 5.
5. У разі пошкодження або некомплектності звернутися до постачальника.

## 9.2. Підключення та перша перевірка

1. Встановити апарат на рівну суху поверхню.
2. Переконатися, що параметри електромережі відповідають 220 В.
3. Підключити кабель живлення та шланги до відповідних роз’ємів.
4. Підключити потрібні манжети та перевірити щільність з’єднань.
5. Увімкнути апарат і перевірити роботу панелі керування.
6. Виконати коротку тестову подачу повітря на мінімальних параметрах.

## 9.3. Підготовка клієнта

1. Пояснити суть процедури та очікувані відчуття.
2. Уточнити наявність протипоказань.
3. Оцінити стан шкіри, венозної системи та наявність набряків.
4. Розмістити клієнта у зручному положенні.
5. Одягнути манжети та перевірити комфорт посадки перед запуском процедури.

# 10. Експлуатація

## 10.1. Послідовність процедури

1. Увімкнути апарат та обрати потрібний режим інтенсивності.
2. Встановити рівень тиску відповідно до цілі процедури та переносимості клієнта.
3. Встановити тривалість сеансу на таймері.
4. Запустити процедуру та контролювати самопочуття клієнта протягом усього сеансу.
5. Після завершення процедури знизити тиск, вимкнути апарат і обережно зняти манжети.
6. Очистити манжети та підготувати обладнання до наступного використання.

## 10.2. Орієнтовні напрями використання

| Тип процедури | Режим / тиск | Зона | Особливості |
|---|---|---|---|
| М’який лімфодренаж | S - 120 мм рт. ст. | Ноги, руки, тулуб | Для відновлювальних процедур та чутливих клієнтів |
| Стандартна пресотерапія | M - 160 мм рт. ст. | Ноги, руки, тулуб | Базовий режим для лімфодренажу та набряків |
| Інтенсивний дренаж | L - 200 мм рт. ст. | За показаннями | Для клієнтів з доброю переносимістю компресії |
| Післяопераційне відновлення | Індивідуально | За рекомендацією | Тільки після консультації спеціаліста |
| Корекція фігури | M / L | Тулуб, ноги | Підтримка антицелюлітних і дренажних програм |

**Курс процедур**

Тривалість сеансу, рівень тиску, частота процедур і кількість сеансів визначаються спеціалістом індивідуально. Орієнтовний курс може становити 5-7 процедур або більше залежно від мети програми.

# 11. Технічне обслуговування

## 11.1. Щоденне обслуговування

- Очищення корпусу апарату сухою або злегка вологою серветкою.
- Очищення та дезинфекція манжет після кожної процедури.
- Контроль цілісності шлангів, роз’ємів, манжет і кабелю живлення.
- Перевірка герметичності з’єднань перед початком роботи.

## 11.2. Періодичне обслуговування

| Періодичність | Дії |
|---|---|
| 1 раз на тиждень | Огляд корпусу, шлангів, роз’ємів і манжет; перевірка відсутності заломів та пошкоджень. |
| 1 раз на місяць | Перевірка стабільності роботи компресора, каналів та панелі керування. |
| 1 раз на 6 місяців | Профілактичний огляд у сервісному центрі або за погодженням з постачальником. |
| 1 раз на рік | Повне технічне обслуговування та перевірка робочих параметрів. |

## 11.3. Заборонено

- Розбирати апарат самостійно.
- Використовувати апарат при пошкодженні манжет, шлангів, корпусу або кабелю живлення.
- Занурювати манжети, шланги або корпус у воду.
- Застосовувати агресивні хімічні засоби для очищення.
- Проводити процедури без урахування протипоказань.
- Перегинати шланги під час роботи апарату.

# 12. Транспортування та зберігання

## Умови транспортування

- Транспортування здійснюється у заводській упаковці виробника.
- Допустимі види транспорту: автомобільний, залізничний, авіаційний та морський.
- Апарат слід захищати від ударів, падіння, атмосферних опадів та прямих сонячних променів.
- Перед відправленням кожен апарат проходить перевірку працездатності та комплектації.

## Умови зберігання

- Зберігати у сухому, чистому та провітрюваному приміщенні.
- Не допускати надмірної вологості та дії агресивних речовин.
- Манжети та шланги зберігати без сильних перегинів.
- Зберігати у місцях, недоступних для дітей.

## Варіанти поставки

- В наявності у Львові — швидка відправка протягом 1-2 днів.
- Авіа доставка — орієнтовний термін 3-4 тижні.
- Морська доставка — орієнтовний термін 70-80 днів.
- Самовивіз у м. Львів за попереднім погодженням.

**Важливо**

Терміни доставки можуть змінюватися залежно від наявності обладнання, способу поставки та роботи логістичних служб.

## 13. Гарантійні зобов’язання

Постачальник гарантує відповідність апарату вимогам технічної документації за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання, викладених у цьому паспорті.

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Гарантійний термін на апарат | 12 місяців з дати продажу |
| Початок гарантійного терміну | Дата продажу, зафіксована у гарантійному талоні або видаткових документах |
| Спосіб проведення гарантійного ремонту | У сервісному центрі постачальника |
| Післяпродажне обслуговування | Онлайн технічна підтримка |

### Гарантія НЕ поширюється на наступні випадки:

- Механічні пошкодження корпусу, манжет, шлангів або кабелю живлення.
- Пошкодження через неправильне транспортування, зберігання або експлуатацію.
- Потрапляння рідини всередину електронних вузлів апарату.
- Самостійний ремонт або втручання третіх осіб без погодження з постачальником.
- Пошкодження, спричинені нестабільним електроживленням.
- Природний знос манжет, шлангів та витратних елементів.

### Як отримати гарантійне обслуговування

1. Зберігайте гарантійні документи та підтвердження покупки.
2. У разі виявлення несправності зверніться за телефоном +380 68 960 02 33.
3. Опишіть проблему та надайте серійний номер апарату і дату продажу.
4. Доставка апарату до сервісного центру здійснюється за погодженням з постачальником.

# 14. Відомості про виробника та постачальника

## Виробник

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | Air Pro |
| Країна виробництва | Китай |
| Тип обладнання | Лімфодренажний апарат / апарат пресотерапії |
| Живлення | 220 В |

## Офіційний постачальник в Україні

| Параметр | Значення |
|---|---|
| Найменування | Школа реабілітації «Експерт» |
| Адреса | м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л |
| Контактний телефон | +380 68 960 02 33 |
| Веб-сайт | spine-academy.com |
| Графік роботи | Пн - Пт: 09:00 - 18:00 |
| Сервісна підтримка | Онлайн технічна підтримка |

## 15. Свідоцтво про приймання

Цим засвідчується, що лімфодренажний апарат Air Pro пройшов передпродажну перевірку, відповідає технічним характеристикам, наведеним у розділі 4 цього паспорта, і визнаний придатним до експлуатації.

| | |
|---|---|
| Серійний номер апарату | _____ |
| Дата виготовлення | _____ |
| Дата проведення перевірки | _____ |
| Підпис відповідальної особи | _____ |
| Печатка постачальника | _____ |

## Відомості про продаж

| | |
|---|---|
| Дата продажу | _____ |
| Номер договору / накладної | _____ |
| Найменування продавця | Школа реабілітації «Експерт» |
| Прізвище менеджера | _____ |
| Підпис продавця | _____ |
| Підпис покупця (підтверджую отримання, ознайомлення з паспортом) | _____ |

© Школа реабілітації «Експерт». Усі права захищені.

*Технічний паспорт є невід'ємною частиною виробу. Зберігайте до завершення терміну експлуатації.*