ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

EMS Slim

Настільний апарат для моделювання тіла

Модель за карткою постачальника: EMS-1139O+RF



ПОПЕРЕДНЯ РЕДАКЦІЯ
Підготовлено за карткою EMS Slim і п’ятьма фотографіями замовника. Характеристики іншого апарата EMS ZERO з додаткового тексту не перенесено. Паспорт не замінює заводську інструкцію, протоколи процедур або документи відповідності.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
+380 68 960 02 33 | spine-academy.com

01. Відомості та характеристики

Основне джерело числових параметрів: картка EMS Slim, надана замовником.

Параметр	Значення
Торгова назва	EMS Slim
Модель за карткою	EMS-1139O+RF
Тип / виконання	Настільний апарат для моделювання тіла
Користувачі за карткою	Для дорослих; комерційне та домашнє використання заявлене постачальником
Зони за карткою	Тулуб, руки та ноги; допустимі зони й режими підтверджуються інструкцією
Потужність за описом	450 Вт; звірити із заводською табличкою
Живлення за описом	110 / 220 В; частоту мережі та конкретне виконання уточнити
Рукоятка / аплікатор	1 шт. за карткою постачальника
Матеріали за описом	ABS-пластик і нержавіюча сталь
Колір за карткою	Білий; на фото є варіанти білого та сірого корпусу
Розміри упаковки	41 × 54 × 34 см
Маса брутто	17,0 кг (разом з упаковкою)
Маса нетто / габарити виробу	Не надано; уточнити
Гарантія	12 місяців (1 рік)
Параметри EMS / RF	Тип впливу, частота, індукція, імпульси й характеристики RF потребують підтвердження

Позначення моделі
Назву EMS-1139O+RF наведено як у картці: символ перед «+RF» - літера O. Точне написання, версію апарата та наявність RF-функції потрібно звірити з табличкою та інструкцією.

02. Зовнішній вигляд і керування

Ракурси настільного корпусу та аплікатора за фотографіями замовника.



Рис. 1. Ракурс корпусу й аплікатора.



Рис. 2. Фронтальний вигляд.

Елемент	Опис за фотографіями
Панель керування	Центральний екран та бічні елементи керування, видимі на фото.
Аплікатор	Одна рукоятка з робочою поверхнею, кабельним з’єднанням і тримачем.
Корпус	Настільне виконання з опорами та вентиляційними прорізами.
Світлові елементи	Блакитна смуга на передній частині корпусу; її призначення уточнити.
Маркування на фото	На корпусі видно EMSlim mini. Відповідність цьому напису й моделі EMS-1139O+RF потрібно підтвердити.

Програми й шкали
Призначення кнопок, одиниці відображення та діапазони налаштувань визначаються інструкцією конкретної версії. Значення на рекламних зображеннях не є протоколом процедури.

03. Бічна та задня панелі

Фото допомагають звірити виконання корпусу й підключення конкретного виробу.



Рис. 3. Бічна панель і кабель аплікатора.



Рис. 4. Задня панель.

Елемент	Опис за фотографіями
Бічні прорізи	Вентиляційні отвори, видимі на зображеннях.
Кабель аплікатора	З’єднання з основним блоком; спосіб підключення та фіксації уточнити.
Задня решітка	Елемент вентиляції; тип системи охолодження виробником не підтверджений.
Нижня частина задньої панелі	Видимі електричний роз’єм та елементи керування; позначення звірити на реальному апараті.
Опори	Опорні ніжки настільного корпусу.

Охолодження
Наявність вентиляційних отворів не підтверджує водяне охолодження або безперервну роботу протягом 12 годин. Ці відомості з опису EMS ZERO до цього апарата не перенесено.

04. Комплект та експлуатація

Підтвердження комплекту й заводська інструкція потрібні для остаточної редакції.

Елемент комплекту	Дані для перевірки
Основний блок	1 шт.; модель EMS-1139O+RF за карткою
Аплікатор	1 шт. за карткою постачальника
Кріплення / ремені / підставка	Наявність, типи й кількість уточнити за пакувальним листом
Кабель живлення / вилка	Наявність і фактичний тип США / ЄС звірити
Документація	Заводська інструкція, пакувальний лист і гарантійні документи

Відомості для безпечної експлуатації

Питання	Статус відомостей
Підготовка й запуск	Вимоги до мережі, підключення, фіксацію аплікатора та перевірку визначає виробник.
Тип впливу / RF	Уточнити технологію, наявність RF, частоти, параметри імпульсів, контроль температури й обмеження.
Процедури	Тривалість, інтенсивність, частота сеансів і допустимі зони тут не встановлюються.
Протипоказання / сумісність	Повний перелік обмежень, зокрема щодо імплантів, має бути в інструкції виробника.
Догляд і сервіс	Засоби очищення, допустимі умови зберігання та регламент обслуговування уточнити.

Межі документа
Ця редакція не є дозволом на автономну процедуру без нагляду та не встановлює лікувальних показань. Рекламні обіцянки схуднення або гарантованих результатів не включено як підтверджені факти.

05. Гарантія, постачальник і сервіс

Умови для EMS Slim взято з його картки; контакти збережено зі зразка замовника.

Параметр	Значення
Постачальник	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Телефон / вебсайт	+380 68 960 02 33 / spine-academy.com
Гарантійний строк	12 місяців (1 рік)
Початок гарантії	За погодженими умовами та документами продажу.
Сервіс / ремонт / доставка	Контакт, адресу сервісу та порядок ремонту уточнити у постачальника.

Ідентифікація виробу

Параметр	Значення
Юридична назва виробника	_____
Країна / адреса виробника	_____
Заводська модель / модифікація	_____
Живлення / потужність на табличці	_____

Сервісне звернення
Підготуйте фото таблички, точну модель, серійний номер, дату придбання й опис несправності. Гарантію 36 місяців та сервіс AMEG з додаткового тексту EMS ZERO не перенесено.

06. Облік виробу та приймання

Форма заповнюється після фактичної перевірки й передачі обладнання.

Параметр	Значення
Назва / модель за карткою	EMS Slim / EMS-1139O+RF
Модель на заводській табличці	_____
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата передпродажної перевірки	_____
Результат перевірки	_____
Фактична комплектація	_____ _____
Дата продажу	_____
Номер накладної / договору	_____
Покупець	_____

Підписи після перевірки

Відповідальна особа: _____

Підпис продавця: _____

Підпис покупця: _____

Статус документа
Редакція 0.1 від 02.11.2026. Для погодження. Основа: картка EMS Slim і п’ять фотографій замовника. До остаточного випуску підтвердити модель, виробника, RF-функцію, робочі параметри й повну інструкцію.

07. Звірення додаткової інформації

Додані тексти стосуються EMS ZERO; їх відповідність апарату EMS Slim не встановлена.

Параметр	EMS Slim: картка	EMS ZERO: додатковий текст
Потужність	450 Вт	3000 Вт
Робочі маніпули	1 шт.	2 маніпули + сидіння
Маса	17 кг брутто	42,5 кг; тип маси не уточнено
Упаковка	41 × 54 × 34 см	47 × 65 × 63 см
Гарантія	1 рік	36 місяців
Охолодження	Не підтверджено	Водяне та зовнішні вентилятори
Індукція / імпульси	Не надано	7 Тл; 310 мкс; 3-150 Гц

Висновок щодо джерел
Характеристики EMS ZERO не використано як параметри EMS-1139O+RF. Так само не перенесено заяви про 20 000 скорочень, зміну м’язової маси у відсотках, відсутність побічних ефектів, урологічні показання або роботу без нагляду.

Джерела цього паспорта

Основні: картка EMS Slim, модель EMS-1139O+RF, та п’ять фото замовника.

Для порівняння: чотири додані текстові матеріали про EMS ZERO, частково повторювані. Вони не є заводською інструкцією для EMS Slim.

Що потрібно підтвердити
Фото заводської таблички, офіційну інструкцію EMS-1139O+RF, перелік аксесуарів, характеристики EMS і RF, габарити, масу нетто, вимоги до охолодження та документи відповідності.