ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

G9

Апарат корекції фігури

Підлогове виконання | Модель за карткою: M-029



ПОПЕРЕДНЯ РЕДАКЦІЯ
Підготовлено за карткою постачальника та п’ятьма фото замовника. Точну комплектацію, параметри кожної функції й допустимі зони підтверджують заводськими документами. Цей паспорт не замінює інструкцію, протоколи процедур або документи відповідності.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
+380 68 960 02 33 | spine-academy.com

01. Відомості та характеристики

Дані наведено за описом постачальника; значення не є результатами вимірювань.

Параметр	Значення
Торгова назва	G9 - апарат корекції фігури
Модель за карткою	M-029
Виконання	Підлоговий апарат на колісній основі
Походження за описом	Китай, провінція Гуандун
Матеріал корпусу за карткою	ABS-пластик
Живлення за описом	110 / 220 В, 50-60 Гц; конкретне виконання звірити з табличкою
Заявлена частота	40 кГц; належність до конкретного модуля уточнити
Функції за карткою	40K, вібрація, вакуум, нагрівання, щітка (BIO + нагрівання + червоне світло), ролик
Рукоятки за карткою	5 шт.; точний склад уточнити
Масажні головки за карткою	5 шт.; склад і сумісність уточнити
Вакуумний зонд із нагріванням	1 шт. за карткою; входження до зазначених 5 рукояток уточнити
Потужність / робочі діапазони	Не надано; уточнити для кожного модуля
Розміри упаковки	107 × 51 × 49 см
Маса брутто	55,0 кг (разом з упаковкою)
Гарантія / підтримка	12 місяців (1 рік) / онлайн-сервіс і відеотехнічна підтримка

Параметри виробу
Маса нетто, габарити самого апарата, потужність, вакуум, температура нагрівання та параметри BIO / червоного світла не надані. Їх не визначають за фото.

02. Передня панель і корпус

Ракурси апарата за наданими фотографіями.



Рис. 1. Фронтальний вигляд.



Рис. 2. Передній бічний ракурс.

Елемент	Опис за фотографіями
Екран	Екран керування у верхній частині похилої панелі.
Верхні тримачі	Місця для розміщення робочих рукояток і насадок.
Переднє з’єднання	Гнучкий шланг із робочим елементом; функцію й підключення звірити з інструкцією.
Основа / бічні ручки	Колісна основа та ручки корпусу, видимі на фото.

Інтерфейс
Назви програм, кнопок, одиниці параметрів і доступні режими визначаються версією апарата та заводською інструкцією. Фото не є протоколом процедури.

03. Робочі насадки та комплект

Порівняння аксесуарів за фото не замінює пакувальний лист виробника.



Рис. 3. Апарат та зображені варіанти робочих головок.

Параметр	Значення
Основний блок	1 шт.; підлогове виконання
Рукоятки / головки	У картці окремо наведено 5 рукояток і 5 масажних головок; точну відповідність уточнити
Вакуумний зонд із нагріванням	1 шт. за описом; з’ясувати, чи врахований у загальному переліку рукояток
Кабелі / живлення / документація	Наявність, кількість і тип вилки уточнити при прийманні

Кількість аксесуарів
Зазначені в картці позиції можуть частково збігатися. Їх не підсумовано як 11 окремих робочих елементів. Призначення кожної насадки підтверджує виробник.

04. Бічний ракурс та функції

Пояснення комерційних позначень із картки постачальника без припущень про робочі режими.



Рис. 4. Бічний ракурс корпусу.

Функціональні модулі за описом

• 40K - частота 40 кГц наведена окремо в картці.

• Vibration - вібрація.

• Vacuum + Heating - вакуум і нагрівання.

• Brush - щітка з позначеннями BIO, нагрівання й червоного світла.

• Roller - ролик; конструкцію й режими уточнити.

Позначення	Відомості для уточнення
BIO	Позначення функції не розшифроване виробником у наданій картці; вихідні параметри не встановлено.
Червоне світло	Довжину хвилі, потужність та призначення уточнити.
Нагрівання / вакуум	Діапазон температур, контроль нагрівання та величину розрідження уточнити.
40 кГц	Режим, вихідну потужність і робочу площу відповідної насадки підтвердити.

Допустимі зони
Картка згадує тулуб, руки, ноги, обличчя, сідниці та очі. Це не є дозволом застосовувати кожну насадку на всіх цих ділянках; відповідність зони конкретній функції має бути в інструкції.

05. Експлуатація та догляд

Розділ для доповнення на підставі інструкції M-029.

Перед початком роботи
Потрібні заводська інструкція, підтверджені параметри модулів і перелік обмежень. Ця редакція не встановлює лікувальні показання, протипоказання або параметри процедур.

Питання	Дані для остаточної редакції
Підключення і запуск	Вимоги до мережі, підключення рукояток, шлангів і перевірку апарата визначає виробник.
Вибір функції	Уточнити сумісність насадок, одночасне використання модулів і порядок перемикання.
Робочі параметри	Частота, інтенсивність, вакуум, температура, вихід BIO та червоного світла не встановлені цією редакцією.
Процедури	Тривалість, зони, контактні засоби, техніка застосування й перерви - за інструкцією виробника.
Показання та обмеження	Потрібен затверджений перелік для конкретного апарата та кожної насадки.
Догляд за насадками	Уточнити засоби дезінфекції, матеріали, що допускають обробку, й спосіб очищення.
Техобслуговування	Регламент перевірки вузлів, вакуумного тракту й робочих параметрів уточнити.
Зберігання / перевезення	Температура, вологість і вимоги до упаковки не надані.

Рекламні заяви
Заяви про схуднення, зменшення целюліту та омолодження не використано як гарантовані результати. Розділ «для реклами та оголошень» у картці не є технічним призначенням виробу.

06. Гарантія, постачальник і сервіс

Умови гарантії наведено за карткою G9; контакти збережено зі зразка замовника.

Параметр	Значення
Постачальник	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Телефон / вебсайт	+380 68 960 02 33 / spine-academy.com
Гарантійний строк	12 місяців (1 рік)
Початок гарантії	За погодженими умовами та документами продажу.
Підтримка за описом	Онлайн-сервіс і відеотехнічна підтримка
Сервіс / ремонт / доставка	Умови та адресу сервісу погодити з постачальником.

Дані заводської таблички

Параметр	Значення
Юридична назва виробника	_____
Адреса / країна виробника	_____
Фактична модель / модифікація	_____
Напруга / потужність	_____

Джерела й завершення документа
Використано картку M-029 і п’ять фото замовника. Для остаточного випуску потрібні фото таблички, заводська інструкція, перелік комплектуючих і застосовні документи відповідності.

07. Облік виробу та приймання

Заповнюється відповідальною особою після фактичної перевірки обладнання.

Параметр	Значення
Торгова назва / модель за карткою	G9 / M-029
Модель на заводській табличці	_____
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата передпродажної перевірки	_____
Результат перевірки	_____
Фактична комплектація	_____ _____
Дата продажу	_____
Номер накладної / договору	_____
Покупець	_____

Підписи після перевірки

Відповідальна особа: _____

Підпис продавця: _____

Підпис покупця: _____

Статус документа
Редакція 0.1 від 02.11.2026. Для погодження. Підготовлено за описом постачальника та п’ятьма фотографіями замовника. Комплектацію, технічні параметри й правила експлуатації потрібно підтвердити до остаточного випуску.