ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

NEOSFERA

Підлоговий апарат роликового масажу

Модель за даними постачальника: NV-RM | Марка: NOVA



ПОПЕРЕДНЯ РЕДАКЦІЯ
Підготовлено за наданими характеристиками та фотографіями. Поля «Уточнити» потребують підтвердження виробником або постачальником. Документ не замінює заводську інструкцію та не є сертифікатом відповідності.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
+380 68 960 02 33 | spine-academy.com

01. Відомості та характеристики

Параметри наведено за описом постачальника; гарантію уточнено замовником.

Параметр	Значення
Торгова назва	NEOSFERA
Модель / марка постачальника	NV-RM / NOVA
Виконання / походження	Підлоговий, на колісній основі / Китай
Технологія за описом	Ролик 360°; компресійна мікровібрація та інфрачервона технологія
Потужність за описом	300 Вт
Напруга живлення	В описі: 110-240 В та 100-240 В; звірити із заводською табличкою
Частота за описом	40-254 Гц; призначення параметра уточнити. Це не підтверджена частота електромережі.
Рукоятки	2 шт.: велика та мала
Швидкість великої рукоятки	675 об/хв
Швидкість малої рукоятки	675 об/хв
Тип вилки	Варіанти в описі: США, JP, Велика Британія, ЄС. Фактичний тип звірити.
Розміри упаковки	56 × 44 × 120 см
Маса брутто	45,0 кг (разом з упаковкою)
Гарантія / підтримка	12 місяців / онлайн-підтримка
Маса нетто, габарити апарата	Уточнити; розміри упаковки не є габаритами виробу

Відомості про виробника
NOVA зазначено як торгову марку, а не юридичну назву виробника. Назву, адресу виробника та зв’язок назви NEOSFERA з моделлю NV-RM потрібно підтвердити.

02. Рукоятки та комплект поставки

Роликові головки й рукоятки показано на фотографіях замовника.



Рис. 1. Рукоятки та варіанти головок.



Рис. 2. Корпус рукоятки.

Параметр	Значення
Основний блок	1 шт.; підлогове виконання
Велика рукоятка	1 шт.; заявлена швидкість 675 об/хв
Мала рукоятка	1 шт.; заявлена швидкість 675 об/хв
Змінні роликові головки	Типи, матеріали, кількість і сумісність уточнити у фактичному комплекті
Живильний кабель та аксесуари	Наявність, кількість і тип вилки уточнити при прийманні

Зони застосування за описом постачальника

Тіло, ноги, руки, живіт, стегна та догляд за обличчям. Вибір рукоятки, допустимі ділянки й режими роботи мають відповідати заводській інструкції.

Уточнення комплекту
На фото наведено кілька варіантів роликових головок. Зображення не підтверджує їх кількість у поставці, матеріали або наявність конкретного типу інфрачервоного випромінювача.

03. Зовнішній вигляд і керування

Огляд передньої панелі та двох ракурсів підлогового корпусу.



Рис. 3. Передній ракурс.



Рис. 4. Бічний ракурс і колісна основа.

Елемент	Опис за фотографіями
Верхня панель	Екран керування та місця розміщення рукояток, видимі на фото.
Передня частина	Світловий індикатор і елементи корпусу; функції уточнити за інструкцією.
Колісна основа	Для переміщення апарата; порядок фіксації та вимоги до встановлення уточнити.
Рукоятки	Два робочі елементи, з’єднані кабелями з основним блоком.

Інтерфейс
Назви програм, призначення кнопок, одиниці вимірювання та допустимі рівні впливу потрібно описати за заводською інструкцією NV-RM.

04. Задня панель та ідентифікація

Перед передачею користувачу звірте дані з конкретним екземпляром апарата.



Рис. 5. Задня панель та кабельні з’єднання.

Що перевірити на апараті

• Юридичну назву та адресу виробника.

• Модель NV-RM, серійний номер і дату виготовлення.

• Напругу, частоту електромережі та споживану потужність.

• Тип вилки та маркування електробезпеки.

• Кабельні з’єднання, рукоятки й комплект аксесуарів.

Параметр	Значення
Юридична назва виробника	_____
Адреса виробника	_____
Модель на заводській табличці	_____
Серійний номер / дата виготовлення	_____

Зображення виробу
Використано п’ять фотографій, наданих замовником. Фото ілюструють зовнішній вигляд; технічні параметри, матеріали та комплектацію звіряють з реальним виробом і документацією.

05. Експлуатація та догляд

Розділ для доповнення за заводською інструкцією моделі NV-RM.

Перед початком експлуатації
Одержіть інструкцію виробника для фактичної моделі та виконання апарата. Ця попередня редакція не встановлює параметри процедур, показання або протипоказання.

Питання	Відомості для остаточної редакції
Підключення та запуск	Уточнити вимоги до мережі, порядок підключення, встановлення та першого запуску.
Керування рукоятками	Уточнити призначення регуляторів, перемикання режимів і доступні діапазони.
Компресія та мікровібрація	Принцип роботи й одиниці параметрів підтвердити заводською інструкцією.
Інфрачервона технологія	Уточнити наявність, характеристики, порядок увімкнення та обмеження.
Параметри процедур	Тривалість, інтенсивність, допустимі зони та перерви визначаються інструкцією виробника.
Показання та обмеження	Перелік має надати виробник. Рекламні заяви про схуднення не є підтвердженням ефективності.
Очищення та обслуговування	Уточнити дозволені засоби, спосіб дезінфекції, заміну головок і періодичність сервісу.
Зберігання й транспортування	Температуру, вологість, пакування та правила переміщення уточнити у виробника.

Документи для завершення паспорта

- Заводська інструкція NV-RM і фото заводської таблички.
- Підтверджені характеристики та перелік комплектуючих.
- Документи відповідності, якщо вони застосовні до цієї моделі.

06. Гарантія, постачальник і сервіс

Гарантійний строк зазначено за уточненням замовника: 1 рік.

Параметр	Значення
Постачальник	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Телефон	+380 68 960 02 33
Вебсайт	spine-academy.com
Гарантійний строк	12 місяців (1 рік)
Початок гарантійного строку	Дату та порядок обчислення зафіксувати в документах продажу.
Післяпродажне обслуговування	Онлайн-підтримка
Адреса сервісного центру	Уточнити у постачальника.
Умови ремонту та доставки	Зазначаються у погоджених гарантійних документах.

Звернення до сервісу

Підготуйте торгову назву NEOSFERA, заводську модель, серійний номер, дату придбання, опис несправності та фото або відео її прояву. Для звернення використовуйте контакт постачальника.

Поля для заповнення постачальником

Параметр	Значення
Дата початку гарантії	_____
Контакт сервісного центру	_____
Документ / умови гарантії	_____

07. Облік виробу та приймання

Форма заповнюється відповідальною особою після фактичної перевірки обладнання.

Параметр	Значення
Торгова назва / модель за описом	NEOSFERA / NV-RM
Модель на заводській табличці	_____
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата передпродажної перевірки	_____
Результат перевірки	_____
Фактична комплектація	_____ _____
Дата продажу	_____
Номер накладної / договору	_____
Покупець	_____

Підписи після перевірки

Відповідальна особа: _____

Підпис продавця: _____

Підпис покупця: _____

Статус документа
Редакція 0.1 від 02.11.2026. Для погодження. Характеристики отримано з опису постачальника, наданого замовником. Гарантія: 1 рік за уточненням замовника. Дані виробника, суперечливі параметри та правила експлуатації потрібно підтвердити до остаточного випуску.