ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ «ЕКСПЕРТ»

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

EMSpelvic

EMS-крісло

Модель за описом: Emchair 4s-T | Марка: Magic Belle



ПОПЕРЕДНЯ РЕДАКЦІЯ
Підготовлено за карткою постачальника й обробленими зображеннями. Технічні параметри, точну модель і комплектацію звіряють із заводською табличкою та інструкцією. Документ не замінює інструкцію, лікувальні протоколи або документи відповідності.

м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
+380 68 960 02 33 | spine-academy.com

01. Відомості та характеристики

Технічні дані перенесено з опису постачальника; результати вимірювань не надані.

Параметр	Значення
Торгова назва за замовником	EMSpelvic
Тип виробу	EMS-крісло
Модель за карткою	Emchair 4s-T
Торгова марка за карткою	Magic Belle
Походження за описом	Китай, провінція Гуандун
Виконання	Підлогове крісло
Технологія за описом	EMS; високоінтенсивна імпульсна електромагнітна дія. Точний принцип і параметри підтвердити виробником.
Екран за описом	7-дюймовий сенсорний
Живлення за описом	110 / 220 В, 50-60 Гц; конкретне виконання звірити з табличкою
Потужність за описом	3000 Вт; уточнити тип заявленої потужності за табличкою та інструкцією
Матеріали за описом	ABS-пластик і нержавіюча сталь
Водозахист за описом	Водонепроникність не заявлена; код IP не надано
Вилка живлення	У картці: США / ЄС та інші варіанти; фактичний тип звірити
Гарантія	12 місяців (1 рік)
Габарити / маса / упаковка	Не надано; уточнити
Параметри впливу	Частота, індукція поля, тривалість імпульсу та робочі діапазони не надані

Виробник та ідентифікація
Назву EMSpelvic надано замовником; у картці наведено Magic Belle. Юридичну назву, адресу виробника, модифікацію й відповідність торгової назви цій моделі потрібно підтвердити документами.

02. Зовнішній вигляд і комплект

Огляд за двома зображеннями, очищеними від рекламних елементів.



Рис. 1. Ракурс крісла.



Рис. 2. Фронтальний вигляд.

Елемент	Опис та звірення
Основний виріб	1 крісло; точну модифікацію перевірити при прийманні
Сидіння / спинка / підлокітники	Елементи, видимі на зображеннях; матеріали оббивки та допустиме навантаження уточнити
Основа	Опорна основа з колесами; порядок фіксації та встановлення за інструкцією
Екран керування	7 дюймів за карткою; розташування і виконання звірити на реальному виробі
Кабель / інструкція / аксесуари	Наявність, типи та кількість уточнити за пакувальним листом

Ілюстративний характер фото
Зображення оброблено ШІ для видалення жінки, тексту й кнопок навігації. Дрібні деталі конструкції та написи не використовуються як технічний доказ; їх звіряють з реальним виробом.

03. Експлуатація та догляд

Розділ для доповнення на підставі заводської інструкції Emchair 4s-T.

Перед початком роботи
Потрібні заводська інструкція, підтверджені параметри та повний перелік обмежень. Ця редакція не встановлює схеми лікування, показання, протипоказання або режими процедур.

Питання	Дані для остаточної редакції
Призначення	У картці заявлено вплив на м’язи тазового дна. Остаточне призначення та допустимі зони встановлює виробник.
Встановлення та електроживлення	Уточнити допустиме навантаження на сидіння, вимоги до підлоги, електромережі та порядок підключення.
Керування	Уточнити програми, одиниці параметрів, рівні інтенсивності та порядок запуску й зупинки.
Параметри процедур	Частота, тривалість, інтенсивність, позиціонування й перерви потребують заводської інструкції.
Обмеження та сумісність	Виробник має надати перелік протипоказань, вимоги щодо імплантів та інших факторів ризику.
Очищення	Уточнити дозволені засоби й метод обробки оббивки, корпусу та підлокітників; водозахист не підтверджений.
Техобслуговування	Регламент сервісу, перевірки параметрів і дії при несправностях визначає виробник.
Зберігання / перевезення	Температуру, вологість, пакування й порядок переміщення уточнити.

Заяви постачальника
Згадки в картці про лікування нетримання, полегшення болю, кровообіг і схуднення не перенесено як підтверджені результати. Позначення «все тіло» потребує уточнення допустимих зон.

04. Гарантія, постачальник і сервіс

Контакти збережено зі зразка замовника; гарантія наведена за карткою постачальника.

Параметр	Значення
Постачальник	Школа реабілітації «Експерт»
Адреса	м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5л
Телефон / вебсайт	+380 68 960 02 33 / spine-academy.com
Гарантійний строк	12 місяців (1 рік)
Початок гарантії	За погодженими умовами та документами продажу.
Сервісна підтримка	Контакт, адресу сервісу та порядок ремонту уточнити у постачальника.
Гарантійні умови	Обсяг гарантії, виключення та доставку на ремонт зафіксувати в документах продажу.

Дані заводської таблички

Параметр	Значення
Юридична назва / адреса виробника	_____
Фактична модель / модифікація	_____
Потужність / живлення	_____
Допустиме навантаження	_____

Документи для завершення паспорта
Заводська інструкція, фото таблички, підтверджена комплектація, габарити та маса, регламент обслуговування й застосовні документи відповідності.

05. Облік виробу та приймання

Заповнюється відповідальною особою після фактичної перевірки та передачі обладнання.

Параметр	Значення
Торгова назва / модель за описом	EMSpelvic / Emchair 4s-T
Модель на заводській табличці	_____
Серійний номер	_____
Дата виготовлення	_____
Дата передпродажної перевірки	_____
Результат перевірки	_____
Фактична комплектація	_____ _____
Дата продажу	_____
Номер накладної / договору	_____
Покупець	_____

Підписи після перевірки

Відповідальна особа: _____

Підпис продавця: _____

Підпис покупця: _____

Статус документа
Редакція 0.1 від 02.11.2026. Для погодження. Підготовлено за карткою та двома обробленими зображеннями замовника. Точну модифікацію, параметри, обмеження й порядок експлуатації потрібно підтвердити до остаточного випуску.